




Inspad S ECG電極 Disposable Electrode

Inspad S

インスパッド エス



Inspad S

インスパッド エス



電極設置のあらゆるシーンに対応

4種類のバックング素材と4つのゲルタイプの組合せで

8種類の製品をラインナップ。

手術用途から各種検査まで

医療の様々な状況に幅広く対応します。

素材には肌への刺激の低減と

肌触りの良さを追求しました。

用途、使用場所に応じて選べるゲルタイプ



全面ゲルタイプ

肌への刺激を低減したタイプです。
装着部位の貼り直しも可能です。




ソリッドゲルタイプ

素材が肌に残らず、拭き取りが
不要です。



ウェットゲルタイプ

伝導性に優れたウェットゲル素材
を使用しています。



ソリッドゲルタイプ (スポットキューリング)

中央部のスポットにゲルを詰め、
高い接着力を実現しました。


高い通気性と接着力を両立

多孔式ラミネートゲルタイプ

多孔式ラミネートゲルタイプ
は電極と皮膚の接触面を広
くすることで、高い接着力を
実現しました。電極の動きを
最小限に抑えることでずれや
剥がれを防止できるため、
長時間の使用でも安定した
波形を得ることができます。
また、無数の小さな穴が湿気
を逃がし、粘着力の低下を
防ぎます。




多孔式ラミネートゲルタイプと従来製品との比較




ラミネートゲルタイプの接触面



従来の電極の接触面



拡大写真：多孔式タイプ



拡大写真：クロスタイプ

X線に写りにくいカーボンスナップ

X線に写りにくいカーボン素材を
使用。MRIにも対応しています。



LINE-UP

クロスタイプ

- 通気性の良いクロス素材
- 肌への刺激低減と肌触りの良さを実現


カタログNo.	ゲルタイプ	サイズ
8320	全面ゲル	外径：32mm
8160	ソリッドゲル	43mm×45mm



フォームタイプ

- 汗や薬液の浸透を防ぐフォーム素材

カタログNo.	ゲルタイプ	サイズ
7160	ソリッドゲル	外径：43mm



多孔式タイプ

- きわめて通気性の高い多孔素材
- 敏感な肌にもかぶれにくい

カタログNo.	ゲルタイプ	サイズ
T626C	ラミネートゲル	45mm×43mm



心電図検査用

カタログNo.	サイズ
2334	23mm×34mm



Inspad S ECG電極 適応チャート

カタログ番号	タイプ	OP 室	病 棟	皮膚 疾患	ICU/ CCU	救命救急セン ター	血管造影室	スト レス テスト	ホルター心電 図	X 線 検 査	M R I 検 査	心電図検査	小 児
7160	ソリッドゲル/フォームタイプ/ X-RAY	●	○		○	○	●			●	○		
8160	ソリッドゲル/クロスタイプ/ X-RAY		●		●	○	○			○	○		
8320	全面ゲル/クロスタイプ/ X-RAY		○	●					○	○	○		○
T626C	ラミネートゲル/多孔式タイプ/ X-RAY		○		○		○	●	●	○	○		○
2334	心電図検査用											●	

●推奨 ○使用可能

Ordering Information

カタログ番号	販売名	規格	包装単位	医療機器届出番号
7160	インスパッド S ECG電極	ソリッドゲル フォームタイプ	1000枚[1袋50枚×20袋]	27B1X00116000027
8160	インスパッド S ECG電極	ソリッドゲル クロスタイプ	1000枚[1袋50枚×20袋]	
8320	インスパッド S ECG電極	全面ゲル クロスタイプ	600枚[1袋30枚×20袋]	
T626C	インスパッド S ECG電極	ラミネートゲル 多孔式タイプ	1000枚[1袋50枚×20袋]	
2334	インスパッド S ECG電極	心電図検査用	500枚[1袋100枚×5袋]	

■製造販売元

NEXT 日本メディカルネクスト株式会社

札幌 ☎ 011-622-4361 仙台 ☎ 022-299-2371
 関東 ☎ 048-642-3360 東京 ☎ 03-5665-2780
 名古屋 ☎ 052-242-5201 大阪 ☎ 06-6862-8552
 広島 ☎ 082-270-3071 福岡 ☎ 092-622-7730

●改良のため予告なく仕様を変更することがあります。

作成日：2022年1月第5版



(01)04540913079985