

飛沫感染防止アイウェア

ICグラス®シリーズ



眼への血液・体液曝露による

飛沫感染を防ぐ、アイウェアシリーズです。



商品情報

■レンズ・グラス対応表

レンズ品番	レンズ品名	ICグラスⅠ	ICグラスⅡ	ICグラスⅢ
57035	ICグラスレンズ 汎用タイプⅠ・Ⅱ用	●	●	
57036	ICグラスレンズ 光学タイプⅠ・Ⅱ用	●	●	
57037	ICグラスレンズ 光学タイプⅢ専用			●

商品規格

■ICグラス®

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード・ITFコード
57005	ICグラス®Ⅰ 処置・検査用 ブラック 10本入	幅内径 158×164×54 外径 696×179×330	135.5g 4.0kg	24箱	4971032570051 14971032570058
57006	ICグラス®Ⅰ 処置・検査用 ホワイト 10本入	幅内径 158×164×54 外径 696×179×330	135.5g 4.0kg	24箱	4971032570068 14971032570065
57007	ICグラス®Ⅰ 処置・検査用 ブルー 10本入	幅内径 158×164×54 外径 696×179×330	135.5g 4.0kg	24箱	4971032570075 14971032570072
57009	ICグラス®Ⅰ 処置・検査用 ピンク 10本入	幅内径 158×164×54 外径 696×179×330	135.5g 4.0kg	24箱	4971032570099 14971032570096
57015	ICグラス®Ⅱ 手術・検査用 ブラック 1本入	幅内径 160×85×10 外径 660×200×350	19.4g 280.0g 3.9kg	12個 × 12箱	4971032570150 — 14971032570157
57016	ICグラス®Ⅱ 手術・検査用 ブルー 1本入	幅内径 160×85×10 外径 660×200×350	19.4g 280.0g 3.9kg	12個 × 12箱	4971032570167 — 14971032570164
57017	ICグラス®Ⅱ 手術・検査用 レッド 1本入	幅内径 160×85×10 外径 660×200×350	19.4g 280.0g 3.9kg	12個 × 12箱	4971032570174 — 14971032570171
57025	ICグラス®Ⅲ 眼鏡タイプ ブラック 1本入 レンズ 2枚付	幅内径 155×55×55 外径 354×62×164 外径 685×400×380	53.9g 452.5g 11.8kg	6個 × 24箱	4971032570259 — 14971032570256

◇商品はすべてオープン価格です。

△ICグラスⅠおよびICグラスⅡには、レンズが付属していません。別売のレンズが必要になります。

■ICグラス®レンズ

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード・ITFコード
57035	ICグラス®レンズ 汎用タイプⅠ・Ⅱ用 50枚入 7cm×23.2cm	幅内径 237×75.5×11 外径 242×78.5×134 外径 419×175×257	145.7g 1.5kg 9.3kg	10個 × 6箱	4971032570258 — 14971032570355
57036	ICグラス®レンズ 光学タイプⅠ・Ⅱ用 50枚入 7cm×23.2cm	幅内径 237×75.5×11 外径 242×78.5×134 外径 419×175×257	145.7g 1.5kg 9.3kg	10個 × 6箱	4971032570365 — 14971032570362
57037	ICグラス®レンズ 光学タイプⅢ専用 50枚入 3.3cm×13.6cm	幅内径 142×37.5×11 外径 145×41.5×134 外径 455×105×149	38.3g 410.0g 2.6kg	10個 × 6箱	4971032570372 — 14971032570379

◇商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221

ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / support@osakimedical.co.jp

※価格には消費税が加算されています。

取扱店

〈使用シーン〉

使用部署	グラスI/レンズ汎用タイプ	グラスII/レンズ光学タイプ	グラスIII/レンズ光学タイプ III専用
外来	▲	—	●
病棟	●	—	●
救急科	—	●	▲
薬剤部	—	●	—
集中治療室	—	●	—
手術室	—	●	—

ICグラスI (処置・検査用)

部署・用途にあわせて選べるカラーバリエーション

メガネ
併用可

軽量



- 眼鏡の上から着用できます。
- 軽量設計のため、長時間使用しても疲れにくくなっています。
- 豊富なカラーバリエーションで、部署・用途にあわせて適した色が選べます。
- フレーム先端に穴が開いているため、フックなどに掛けて保管できます。^{*1}
- リユースが可能です。(破損や、アルコール消毒により劣化した場合は、取り替えてください。)

^{*1} フレーム先端の穴は、直径4mmのフックまで対応しています。

〈取り付け方〉



①フレーム中央の突起にレンズ中央の穴をはめ込みます。
②レンズを少し引っ張りながら、フレームの左右の突起にレンズ左右の穴をはめ込みます。



③3ヶ所全てがしっかりとフレームにはめ込まれていることを確認してください。

ICグラスII (手術・検査用)

長時間の使用でも疲れにくい、超軽量弾力素材仕様

メガネ
併用可

軽量

ソフト
フィット



- 眼鏡の上から着用できます。(眼鏡と併用する場合は、ノーズパッドを外して使用してください。)
- 超軽量弾力素材を使用しているため、長時間使用しても疲れにくくなっています。
- 特殊設計とフレーム先に付いた滑り止めゴムで、ズレにくくなっています。
- ノーズパッド付きのため、安定感がありズレにくくなっています。
- 光を反射しにくい素材を使用しているため、光の反射による視界の妨げがありません。
- 眼鏡のフレームと同じように折り畳めるため、収納性に優れています。
- フレーム先端に穴が開いているため、フックなどに掛けて保管できます。^{*2}
- リユースが可能です。(破損や、アルコール消毒により劣化した場合は、取り替えてください。)

^{*2} フレーム先端の穴は、直径4mmのフックまで対応しています。

〈取り付け方〉



①レンズ中央の穴を、フレーム中央の突起にはめ込みます。
②レンズを引っ張りながら、左右の穴をフレーム左右の突起にはめ込みます。



③3ヶ所全てがしっかりとフレームにはめ込まれていることを確認してください。

