



HEINE ヘッドライト・双眼ルーペ
LED HeadLight and Binocular Loupes





LED NOW
LED NOW IN HEINE QUALITY.

HEINE ML4 LED HeadLight

HEINE ML4 LED ヘッドライト

より鮮明に、より自然な色の照明 コンパクトかつ優れたデザイン

HEINE ML4 LED ヘッドライトは鮮明でより自然な色を実現し、照射野内を均一に照らす高品質な照明光を提供します。

また視野範囲を調整でき、防塵性を高めたスッキリとしたデザインで、快適にお使いいただけます。



照 度	約65000lx(作業距離180mmにおいて)
色 温 度	約4500K
照 射 野 径	約φ30~80mm(作業距離420mmにおいて)
L E D 寿 命	約50000時間
連続使用時間	約8.5時間(mPack使用) 約3.5時間(アンブラグド使用)
充 電 時 間	約2時間(mPack使用) 約2時間(アンブラグド使用)
演色評価数(CRI)	Ra≥90

快適にフィット

HEINE ML4 LEDヘッドライトのヘッドバンドは頭部にフィットし、長時間の手術も快適に行えます。

選べる電源

コードレスのアンブラグドタイプと長時間の使用を可能にするベルト式のmPackタイプの2種類から選択できます。

スポットサイズ

照射野径は約φ30~φ80mmまで調節可能。

※作業距離420mmにおいて

基本組み合わせ

・ ML4 LED ヘッドライト



HEINE ML4 LED ヘッドライト(mPack用コード付)*

注文コード	品番	標準価格
136-060-79	J008.31.410	¥160,000

HEINE mPack,充電池のみ

注文コード	品番	標準価格
136-066-91	X007.99.671	¥62,000

HEINE mPack/mPack ルーペライト兼用充電器

注文コード	品番	標準価格
136-068-01	X095.16.315	¥13,000



・ mPack,充電池のみ
・ mPack/mPack ルーペライト兼用充電器



ヘッドライト 本体

+



mPack

+



充電器

= ¥235,000

オプション



アンブラグド充電電池 装着時

収納時

使用例

❑ ① HEINE アンブラグド充電電池

注文コード	品番	標準価格
136-066-94	X007.99.665	¥84,000

❑ ② HEINE アンブラグド用充電器

注文コード	品番	標準価格
136-068-02	X095.16.316	¥25,000

❑ ③ HEINE アンブラグド用壁掛充電器

注文コード	品番	標準価格
136-068-25	X095.17.310	¥48,000

❑ ④ HEINE アンブラグド壁掛充電器用スタンド取付ブラケット,φ25mm

注文コード	標準価格
136-092-01	¥4,800

❑ ⑤ HEINE アンブラグド用卓上スタンド

注文コード	品番	標準価格
136-092-02	A000.00.315	¥15,000

❑ ⑥ HEINE ヘッドライト用偏光フィルターセット

注文コード	品番	標準価格
136-060-73	J000.31.326	¥15,000

❑ ⑦ HEINE ヘッドライト用ケース

注文コード	品番	標準価格
136-060-41	A010.00.003	¥14,800

❑ ⑧ HEINE HRルーペ用セット,Sガード+i-viewルーペブラケット

注文コード	品番	標準価格
136-059-74	J000.31.380	¥84,000

❑ ⑨ HEINE ヘッドライト用電源接続用コード,1.6m

注文コード	品番	標準価格
136-060-69	X000.99.667	¥6,300

双眼ルーペとの組み合わせ



ヘッドライト 本体

双眼ルーペ

❑ HEINE 双眼ルーペのみ,ヘッドライト用(i-view,Sガード付)**

注文コード	品番	作業距離 / 倍率	標準価格
① 136-059-65	J000.31.370	340mm / 2.5倍	¥152,000
② 136-059-66	J000.31.371	420mm / 2.5倍	¥152,000
③ 136-059-67	J000.31.372	420mm / 3.5倍	¥176,000
④ 136-059-68	J000.31.373	340mm / 4倍	¥176,000
⑤ 136-059-69	J000.31.374	340mm / 6倍	¥176,000

①～⑤よりお好みの作業距離をご選択ください。

[セット内容]

双眼ルーペ(Sガード付)、i-view ルーペブラケット用滅菌レバー、レンズ用クリーニング液



双眼ルーペ組合せ例

* 一般医療機器
届出番号: 27B1X00024000004
販売名: ハイネ額帯灯

** 一般医療機器
届出番号: 27B1X000240000047
販売名: 双眼ルーペ



LED HQ

LED NOW IN HEINE QUALITY.

HEINE ML4 LED HeadLight

HEINE ML4 LED ヘッドライト+双眼ルーペSガードなしセット(受発注品)

HEINE ML4+2.5倍x340mmルーペ,Sガードなし mPackセット

注文コード	品番	標準価格
136-059-85	J008.31.452	¥357,000

HEINE ML4+2.5倍x420mmルーペ,Sガードなし mPackセット

注文コード	品番	標準価格
136-059-86	J008.31.453	¥357,000

HEINE ML4+2.5倍x520mmルーペ,Sガードなし mPackセット

注文コード	品番	標準価格
136-059-87	J008.31.463	¥357,000

HEINE ML4+3.5倍x420mmルーペ,Sガードなし mPackセット

注文コード	品番	標準価格
136-059-88	J008.31.454	¥381,000


HEINE ML4+4倍x340mmルーペ,Sガードなし mPackセット

注文コード	品番	標準価格
136-059-89	J008.31.456	¥381,000

HEINE ML4+6倍x340mmルーペ,Sガードなし mPackセット

注文コード	品番	標準価格
136-059-91	J008.31.457	¥381,000

セット内容



オプション



① HEINE 双眼ルーペHR用プロテクティブレンズ,着脱式(5組入)

注文コード	品番	標準価格
136-075-72	C000.32.537	¥15,000

④ HEINE 滅菌レバー,LEDヘッドライト,アップグレードキット用(5本入)

注文コード	品番	標準価格
136-075-25	C000.32.399	¥6,200

② HEINE 双眼ルーペHRP用プロテクティブレンズ,着脱式(1組入)

注文コード	品番	標準価格
136-025-75	C000.32.027	¥5,000

⑤ HEINE レンズ用クリーニング液(2本入)

注文コード	品番	標準価格
136-026-99	C000.32.542	¥7,500

③ HEINE ヘッドライト用偏光フィルターセット

注文コード	品番	標準価格
136-060-73	J000.31.326	¥15,000



LED NOW IN HEINE QUALITY.

照 度	約55000lx(作業距離180mmにおいて)
色 温 度	約4000K
照 射 野 径	約φ80mm(420mmにおいて) 約φ95mm(520mmにおいて)
L E D 寿 命	約50000時間
連続使用时间	約4時間
充 電 時 間	約4時間
演色評価数(CRI)	Ra≥90

一般医療機器
届出番号:27B1X00024000004
販 売 名:ハイネ額帯灯

HEINE LED MicroLight2

HEINE LED マイクロライト2(受発注品)



HEINE LED マイクロライト2,軽量ヘッドバンドタイプ

注文コード	品番	標準価格
136-060-51	J008.31.277	¥200,000

セット内容

マイクロライト2、ヘッドバンド、ケーブル、mPack mini、USBケーブル(アダプター付)、ベルトクリップ、ガーメントクリップ×2、交換用ケーブル、専用ケース



HEINE LED マイクロライト2,Sフレームタイプ

注文コード	品番	標準価格
136-060-52	J008.31.276	¥240,000

セット内容

マイクロライト2、Sフレーム、ケーブル、mPack mini、USBケーブル(アダプター付)ベルトクリップ、ケーブルクリップT字型×5、ヘッドバンド用ケーブル押さえ小×2、ケーブルクリップ、ガーメントクリップ×2、リテイニングコード、レンズ用クリーニング液、交換用ケーブル、専用ケース



オプション

HEINE mPack mini充電池のみ

注文コード	品番	標準価格
136-066-98	X007.99.649	¥48,000

HEINE ベルトクリップ mPack mini充電池用

注文コード	品番	標準価格
136-061-32	X000.99.006	¥2,200

HEINE USBケーブル(アダプター付 ベータハンドル/mPack mini充電池用)

注文コード	品番	標準価格
136-061-48	X000.99.303	¥7,000



HEINE Binocular Loupes

HEINE 双眼ルーペ

フレキシブルに曲がるフレーム、
大きなノーズパッドでフィット感に優れています。

視界の隅々まで明るくクリアな視野像を提供します。
必要に応じて、水洗いができます。

i-Viewローリングアップシステム

付属の滅菌レバーを回すことにより、肉眼で
焦点部位の周囲を簡単に確認できます。



HEINE HR双眼ルーペ Sフレーム装着例

設定自在なアングル方式

アームの伸縮により、ルーペアングル設定が
自在に調節できます。



HEINE HRP双眼ルーペ Sフレーム装着例

双眼ルーペ 組み合わせ

Sフレームタイプ

HEINE HR双眼ルーペ Sフレームセット

注文コード	品番	作業距離 / 倍率	標準価格
① 136-093-11	C000.32.355	340mm / 2.5倍	¥184,000
② 136-093-12	C000.32.356	420mm / 2.5倍	¥184,000
③ 136-093-13	C000.32.567	520mm / 2.5倍	¥184,000

①～③よりお好みの作業距離をご選択ください。

[セット内容]

双眼ルーペ、Sフレーム、滅菌レバー×2、プロテクティブレンズ、リテイニングコード(1組)、レンズ用クリーニング液、専用ケース



HR双眼ルーペ装着時

HEINE HRP双眼ルーペ Sフレームセット

注文コード	品番	作業距離 / 倍率	標準価格
① 136-093-16	C000.32.430	420mm / 3.5倍	¥206,000
② 136-093-17	C000.32.431	340mm / 4倍	¥206,000
③ 136-093-18	C000.32.432	340mm / 6倍	¥206,000

①～③よりお好みの作業距離・倍率をご選択ください。

[セット内容]

双眼ルーペ、Sフレーム、滅菌レバー×2、プロテクティブレンズ(1組)、リテイニングコード、レンズ用クリーニング液、専用ケース



HRP双眼ルーペ装着時

HEINE HRルーペ SフレームセットもしくはHEINE HRPルーペ Sフレームセットをお持ちの方は、双眼ルーペのみをご購入していただくことで双眼ルーペを交換してご使用いただけます。

HEINE HR双眼ルーペのみ Sフレーム用

注文コード	品番	作業距離 / 倍率	標準価格
① 136-093-21	C000.32.595	340mm / 2.5倍	¥125,000
② 136-093-22	C000.32.596	420mm / 2.5倍	¥125,000
③ 136-093-23	C000.32.597	520mm / 2.5倍	¥125,000

①～③よりお好みの作業距離をご選択ください。

[セット内容]

双眼ルーペ、滅菌レバー×2、プロテクティブレンズ(1組)、レンズ用クリーニング液、専用ケース

HEINE HRP双眼ルーペのみ Sフレーム用

注文コード	品番	作業距離 / 倍率	標準価格
① 136-093-26	C000.32.720	420mm / 3.5倍	¥147,000
② 136-093-27	C000.32.721	340mm / 4倍	¥147,000
③ 136-093-28	C000.32.722	340mm / 6倍	¥147,000

①～③よりお好みの作業距離・倍率をご選択ください。

[セット内容]

双眼ルーペ、滅菌レバー×2、プロテクティブレンズ(1組)、レンズ用クリーニング液、専用ケース

オプション

①



① HEINE 双眼ルーペ用Sフレーム,リテイニングコード付

注文コード	品番	標準価格
136-093-01	C000.32.302	¥59,000

②



② HEINE レンズ用クリーニング液(2本入)

注文コード	品番	標準価格
136-026-99	C000.32.542	¥7,500

③



③ HEINE Sフレーム交換用パーツセット

注文コード	品番	標準価格
136-026-95	C000.32.308	¥13,000

④



④ HEINE 双眼ルーペHR用プロテクティブレンズ,着脱式(5組入)

注文コード	品番	標準価格
136-075-72	C000.32.537	¥15,000

一般医療機器
届出番号: 27B1X00024000047
販売名: 双眼ルーペ

ヘッドバンドタイプ

ヘッドバンドタイプはセット販売ではございませんので、ヘッドバンドと双眼ルーペをそれぞれご購入いただき、組み合わせてご使用ください。



ヘッドバンド

双眼ルーペ ヘッドバンド用



HEINE プロフェッショナル ヘッドバンド (非医療機器)

注文コード	品番	標準価格
136-075-73	C000.32.549	¥25,000



ヘッドバンド装着時



ヘッドバンド装着時

HEINE HR双眼ルーペのみ プロフェッショナル・ヘッドバンド用

注文コード	品番	作業距離 / 倍率	標準価格
① 136-093-41	C000.32.733	340mm / 2.5倍	¥120,000
② 136-093-42	C000.32.734	420mm / 2.5倍	¥120,000
③ 136-093-43	C000.32.735	520mm / 2.5倍	¥120,000

①~③よりお好みの作業距離をご選択ください。

[セット内容]

双眼ルーペ、滅菌レバー×2、プロテクティブレンズ(1組)、レンズクリーナー、レンズ拭き

HEINE HRP双眼ルーペのみ プロフェッショナル・ヘッドバンド用

注文コード	品番	作業距離 / 倍率	標準価格
① 136-093-44	C000.32.736	420mm / 3.5倍	¥141,000
② 136-093-46	C000.32.738	340mm / 6倍	¥141,000

①~②よりお好みの作業距離・倍率をご選択ください。

[セット内容]

双眼ルーペ、滅菌レバー×2、プロテクティブレンズ(1組)、レンズクリーナー、レンズ拭き



⑤



⑥



⑦



⑧

⑤ HEINE 双眼ルーペHRP用プロテクティブレンズ,着脱式(1組入)

注文コード	品番	標準価格
136-025-75	C000.32.027	¥5,000

⑥ HEINE Sフレーム用リテイニングコード

注文コード	品番	標準価格
136-026-92	C000.32.305	¥2,800

⑦ HEINE クリップイン矯正レンズフレーム

注文コード	品番	標準価格
136-026-96	C000.32.309	¥15,000

⑧ HEINE 滅菌レバー 双眼ルーペSフレームセット用(5個入)

注文コード	品番	標準価格
136-093-40	C000.32.551	¥5,000



LED NOW

LED NOW IN HEINE QUALITY.

HEINE LED LoupeLight2

HEINE LED ルーペライト2



双眼ルーペSフレーム装着時

照 度	約55000lx(作業距離180mmにおいて)
色 温 度	約4000K
照 射 野 径	約φ80mm(作業距離420mmにおいて) 約φ95mm(作業距離520mmにおいて)
L E D 寿 命	約50000時間
連続使用時間	約4時間
充 電 時 間	約4時間
演色評価数(CRI)	Ra≥90

※ご使用には双眼ルーペ(別売)が必要です。
※Sフレーム、ヘッドバンドどちらのタイプでも装着いただけます。

一般医療機器
届出番号: 27B1X00024000047
販 売 名: 双眼ルーペ

基本組み合わせ



ルーペライト



mPack mini



USBケーブル
アダプター



ベルトクリップ

HEINE LED ルーペライト2(コネクティングコードφ2.4mm付)

注文コード	品 番	標準価格
136-028-95	C008.32.226	¥128,000

HEINE mPack mini充電池のみ

注文コード	品 番	標準価格
136-066-98	X007.99.649	¥48,000

HEINE USBケーブル(アダプター付 ベータハンドル/mPack mini充電池用)

注文コード	品 番	標準価格
136-061-48	X000.99.303	¥7,000

HEINE ベルトクリップ mPack mini充電池用

注文コード	品 番	標準価格
136-061-32	X000.99.006	¥2,200


HEINE ルーペライト2用偏光フィルターセット

注文コード	品 番	標準価格
136-060-91	C000.32.535	¥15,000

HEINE コネクティングコード

注文コード	品 番	サイズ	標準価格
136-990-69	C000.32.240	φ2.4mm	¥20,000

= ¥185,200



ルーペライト2用
偏光フィルターセット



コネクティングコード

※本カタログの表示価格は、メーカー希望小売価格で消費税は含んでおりません。
※印刷の都合上、質感や色が実際の商品と異なる場合があります。
※本カタログに掲載の仕様・形状・価格などは、改良などの理由により、予告なしに変更することがあります。



村中医療器 株式会社

<http://www.muranaka.co.jp/>

本 社 〒540-0036 大阪府大阪市中央区船越町 2-3-6 ☎ 06-6943-1221 (大代) FAX06-6947-5360
総合センター 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野 2-8-2 ☎ 0725-53-5541 (代) FAX0725-53-5641
東 京 支 店 ☎ 03-3813-9211 (代) FAX03-3813-9217 札幌営業所 ☎ 011-737-9121 (代) FAX011-737-9122
仙台営業所 ☎ 022-274-7780 (代) FAX022-271-8448 埼玉営業所 ☎ 048-844-3500 (代) FAX048-844-3501
金沢営業所 ☎ 076-286-4531 (代) FAX076-286-0490 名古屋営業所 ☎ 052-709-7111 (代) FAX052-709-7116
村中船越ビル ☎ 06-6943-1431 (代) FAX06-6941-7121 米子営業所 ☎ 0859-33-6231 (代) FAX0859-33-7930
広島営業所 ☎ 082-532-1800 (代) FAX082-233-8818 福岡営業所 ☎ 092-473-0123 (代) FAX092-474-1363