

コンファ ウロシステムⅢ(ショートタイプ)



●コンファ ウロシステムⅢ (ショートタイプ)

コンファ ウロシステムⅢ(ショートタイプ)



製品規格

商品名	商品コード	規格	バッグ容量	入り数	標準価格	ケース入り数	JANコード
コンファ ウロシステムⅢ (ショートタイプ)	806421210	2 way 12Fr 5mL	2000mL	5セット	OP	4箱入	4534089809316
	806421410	2 way 14Fr 10mL	2000mL	5セット	OP	4箱入	4534089809323
	806421610	2 way 16Fr 10mL	2000mL	5セット	OP	4箱入	4534089809330
	806421810	2 way 18Fr 10mL	2000mL	5セット	OP	4箱入	4534089809347
	806422010	2 way 20Fr 10mL	2000mL	5セット	OP	4箱入	4534089809354

規格	償還区分
2 way 12~20Fr	膀胱留置用カテーテル2管一般(Ⅱ)②閉鎖式導尿システム、在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用カテーテル2管一般(Ⅱ)②閉鎖式導尿システム

特定保険医療材料 / 認証番号 218AIBZX00059000

※製品の仕様、形状等は改良等の理由により、予告無く変更する場合がございますのであらかじめご了承下さい。
※ご使用に際しては添付文書をよくお読み頂くようにお願いします。

株式会社エフスリー

本社 〒451-0072 名古屋市西区笠取町3-415
TEL 052-522-5226(代) FAX 052-522-5233
<E-mail> fine@fthree.co.jp
<HP> http://www.fthree.co.jp/

代理店

コンファ ウロシステムⅢ (ショートタイプ)

●販売名: コンファウロシステム
●特定保険医療材料/認証番号 218AIBZX00059000
●管理医療機器
●泌尿器用カテーテル挿入・採尿キット
●JMDNコード: 14292000

カテーテル

生体に対し組織反応が極めて少なく、撥水性、非付着性、耐薬品性に優れたシリコーン製カテーテルを使用しています。



カテーテル、バッグ接続部

カテーテルと尿バッグ接続部はシール接続されているため細菌侵入の防止に有効です。不潔になりやすい接続部の清潔を維持します。



尿採取口(ニードルレスタイプ)

針刺切創防止対策により、尿採取口はニードルレス採尿ポートを採用しました。採尿時には、針の付いていない一般的なスリップタイプ及びロックタイプのディスプレイシリンジをご使用下さい。



リントレス綿球No.20 ①



精製水入りバルーン拡張器 ②



コンファゼリー(水溶性潤滑剤) ③



消毒剤(ポビドンヨード10%) ④



テープ ⑤



ピンセット13cm ⑥



当てガーゼ 7.5×7.5 ⑦



ニトリルグローブ/シート ⑧⑨



クローズドシステムの採用により尿路感染防止に有効です。
バッグ長を短くすることにより、より低ベッドに装着することが可能となりました。

カテーテル留置に必要な消耗品、器具類をトレイ内に収納しました。
効率よく業務を行うことが可能です。



ドリップチャンバー

ドリップチャンバーは排尿路の物理的遮断により、逆流しにくい構造になっており、尿がスムーズに落下するようにストレートタイプにしました。



排尿部分

排尿時に片手で作業できるコックハンドルを使用することにより、簡単に排尿作業ができるようになりました。



※従来品との高低差 約100mm
(バッグ内に1000mL採尿時)



トレイセット	①リントレス綿球No.203球 ②精製水入りバルーン拡張器.....1本 ③コンファゼリー(水溶性潤滑剤).....5g ④消毒剤(ポビドンヨード10%)15mL ⑤テープ2枚 ⑥ピンセット13cm1本 ⑦当てガーゼ 7.5×7.52枚
グローブ	⑧ニトリルグローブ1双
シート	⑨シート(処置用)600×600mm1枚
本体	⑩尿バッグ } セット1セット ⑪カテーテル }
シート	⑫シート(ラップ用)600×600mm1枚