



ドクターパイルマスター聴診器

優れた音響効果

PFフローティング・ダイヤフラムの採用によりチェストピースを肌にあてたまま、押さえつける力の強弱で高調音と低調音の聴診が可能です。

ソフトな装着性を実現

耳にやさしくフィットするソフトタイプのイヤーチップ。

ノンチルスリーブを採用

患者さんの肌に与える冷たさを感じさせません。

[仕様]

全長：約780mm

ダイヤフラム部サイズ：(MB)φ47mm (MD)φ38/47mm

ベル部サイズ：(MB)φ35mm

材質：(ダイヤフラム)ファイバーグラス

(ダイヤフラム固定リング・ノンチルスリーブ)ポリ塩化ビニル


重量：(MB)約145g (MD)約155g

付属品：ソフトイヤーチップ(小)1組、ハードイヤーチップ 1組

注文コード	品番	カラー	規格
502-018-37	CK-S601CPF	ブラック	(MB)ベルタイプ
502-018-38	CK-S6016CPF	ブラック	(MD)ダイヤフラムタイプ

一般医療機器
届出番号：27B1X00024000136
販売名：聴診器

聴診器パーツの名称



製品別パーツリスト

注文コード	品番	商品名	カラー	耳管	チェストピース	ヘッド		
502-018-37	CK-S601CPF	ドクターバイールマイスター聴診器 MB		502-018-39 (P-222AC)	-	-		
502-018-38	CK-S6016CPF	ドクターバイールマイスター聴診器 MD			-	-		
502-004-48	MMI-A601DP-BK	MMI 軽量型デュアルヘッド聴診器,ブラック		502-004-54 (P-224D-02)	502-004-68 (P-A601DP/H-BK)			
502-004-49	MMI-A601DP-GR	MMI 軽量型デュアルヘッド聴診器,グレー		502-004-53 (P-224D-01)	502-004-45 (PA6010X-GR)			
502-006-20	MMI-A601DP-DB	MMI 軽量型デュアルヘッド聴診器,ダークブルー		502-006-23 (P-224D-07)	502-006-26 (P-A601DP/H-07)			
502-006-21	MMI-A601DP-LB	MMI 軽量型デュアルヘッド聴診器,ライトブルー		502-006-24 (P-224D-13)	502-006-27 (P-A601DP/H-13)			
502-006-22	MMI-A601DP-BP	MMI 軽量型デュアルヘッド聴診器,ピンク		502-006-25 (P-224D-19)	502-006-28 (P-A601DP/H-19)			
030-005-59	CK-SS747PF	ドクターバイールカーディオロジー聴診器			030-005-51 (品番ナシ)		小児用ダイヤフラム無 030-005-57 (030-005-57)	小児用ダイヤフラム有 030-005-56 (030-005-56)
								ベル型ヘッド 030-005-47 (030-005-47)
030-005-58	MMP-4000BL	ドクターバイールプロフェッショナル聴診器		030-005-35 (品番ナシ)	030-005-54 (品番ナシ)	成人用ダイヤフラム有 030-005-22 (P-1005~7)		
						小児用ダイヤフラム有 030-005-23 (P-1001~3)		
						成人用ベル型ヘッド 030-005-28 (品番ナシ)		
						小児用ベル型ヘッド 030-005-29 (品番ナシ)		
						新生児用ベル型ヘッド 030-005-30 (品番ナシ)		
502-005-91	S601PF-GR	ドクターバイールベーシック聴診器,グレー		502-006-91 (P-222-GR)				
502-005-92	S601PF-BL	ドクターバイールベーシック聴診器,ブラック		502-006-92 (P-222-BL)				
502-005-93	S601PF-DGN	ドクターバイールベーシック聴診器,ダークグリーン		502-006-93 (P-222-DGN)				
502-005-94	S601PF-BUR	ドクターバイールベーシック聴診器,バーガンディ		502-006-94 (P-222-BUR)				
502-005-95	S601PF-NB	ドクターバイールベーシック聴診器,ネイビー		502-006-95 (P-222-NB)				
502-005-96	S601PF-PU	ドクターバイールベーシック聴診器,パープル		502-006-96 (P-222-PU)				
502-005-97	S601PF-PPI	ドクターバイールベーシック聴診器,パールピンク		502-006-97 (P-222-PPI)				
502-005-98	S601PF-PB	ドクターバイールベーシック聴診器,パールブルー		502-006-98 (P-222-PB)				
135-017-44	MA195-6	MMI 聴診器(カラーダブルスコープ),ビビットピンク						
135-017-45	MA195-9	MMI 聴診器(カラーダブルスコープ),プラム		-				
135-017-49	MA195-16	MMI 聴診器(カラーダブルスコープ),ライトパープル						
502-004-23	MMI-S607GR	MMI ステンレス聴診器,グレー(小児用)		502-004-25 (PS601222-GR)	502-004-47 (P-S607P/H)	-		
502-004-24	MMI-608GR	MMI 聴診器,グレー(新生児・未熟児用)		-	502-004-30 (P-608T/H)	-		

	ダイヤフラム	ダイヤフラム固定リング	ノンチルスリーブ	ソフトイヤーチップ大	ソフトイヤーチップ小	ハードイヤーチップ	デنشヨナー
	成人用 502-018-40 (P-231-4-BK) 小児用 502-018-41 (P-231-4/P)	成人用 502-018-42 (P-251-3) 小児用 502-018-43 (P-251-3/P)	502-018-44 (P-233-0) —	502-018-45 (P-215N)	502-018-46 (P-214N)	502-018-47 (P-211-0-BK)	—
	502-004-70 (PS601231-1)	502-004-75 (PS601235-0-BK) 502-004-71 (PS601235-0-GR) 502-006-29 (PS601235-0-DB) 502-006-30 (PS601235-0-LB) 502-006-31 (PS601235-0-BP)	502-004-85 (PS601233-1-BK) 502-004-81 (PS601233-1-GR) 502-006-32 (PS601233-1-DB) 502-006-33 (PS601233-1-LB) 502-006-34 (PS601233-1-BP)	502-004-65 (PS601213-BK) 502-004-61 (PS601213-GR)	502-004-59 (PS601212-BK) 502-004-55 (PS601212-GR)	502-004-66 (P-211-0-GR)	502-004-92 (PS601239-BK) 502-004-91 (PS601239-GR) 502-006-35 (PS601239-DB) 502-006-36 (PS601239-LB) 502-006-37 (PS601239-BP)
ヘッド	成人用 502-018-40 (P-231-4-BK) 小児用 502-018-41 (P-231-4/P)	成人用 502-018-42 (P-251-3) 小児用 502-018-43 (P-251-3/P)	030-005-42 (030-005-42)	030-005-52 (品番ナシ)	502-004-59 (PS601212-BK)	502-004-66 (P-211-0-GR)	030-005-46 (030-005-46)
ヘッド ヘッド ミ ミ 下	成人用 厚み：普通 030-005-24 (品番ナシ) 成人用 厚み：薄い 030-005-25 (品番ナシ) 小児用 厚み：普通 030-005-26 (品番ナシ) 小児用 厚み：薄い 030-005-27 (品番ナシ)	—	—	黒 030-005-31 (品番ナシ)	黒 030-005-32 (品番ナシ) 透明 030-005-33 (品番ナシ)	—	—
	成人用 502-006-90 (P-231-4-GR)	成人用 502-006-89 (P-251-3)	502-004-81 (PS601233-1-GR)	502-004-61 (PS601213-GR)	502-004-55 (PS601212-GR)	502-004-66 (P-211-0-GR)	—
	—	—	—	—	—	135-017-52 (MA259)	—
	502-004-43 (P-231-3)	502-004-39 (P-235-2)	502-004-44 (P-233-3)	502-004-61 (PS601213-GR)	502-004-55 (PS601212-GR)	502-004-66 (P-211-0-GR)	502-004-91 (PS601239-GR)
	502-004-96 (P-232-3)	502-004-40 (P-236-4)	502-004-97 (P-234-4)				