

ファシリイドサポーター 外反母趾

FACILIAID SUPPORTER

¥2,000(税別)

用途 足部横アーチ形成のサポート



足部の横アーチの形成をサポート。
薄い素材で靴が履け、日常生活を妨げない。



サポーター本体で中足骨部を圧迫し、足底部のパッドで中足骨部を押し上げるダブルサポート構造で、横アーチの形成、保持をサポートします。また、パッドは母趾球の位置に合わせて位置の調整や、必要に応じて取り外しが可能です。


パッド
取り付け位置

サポーター本体には、薄く肌ざわりの良い生地を採用し快適な装着感。サポーターを装着しても靴を履くことができます。

品番	種類	適用範囲(足囲)	1箱入数	品番	種類	適用範囲(足囲)	1箱入数
303601	右S	21cm~23cm	1コ	303611	左S	21cm~23cm	1コ
303602	右M	23cm~25cm		303612	左M	23cm~25cm	
303603	右L	25cm~27cm		303613	左L	25cm~27cm	

●パッドを含め製品を丸ごと洗濯できます。

足囲に合わせて選んでください。足囲は母趾と第5趾のつけ根の周囲を計測してください。



ファシリイドサポーター 膝ショート

FACILIAID SUPPORTER

¥2,000(税別)

用途 膝関節のサポート



フロントオープン形状で簡単に装着できる膝関節用サポーター。



着脱のしやすいフロントオープンタイプです。



装着時に指を引っ掛ける穴があるので、つかみやすく着脱しやすい形状です。



アクティブ樹脂ステーター内蔵で、カーリングやねじれを防ぎ、フィット性を高めています。




膝裏は通気性のよいダブルラッセルを使用しています。

左右兼用

品番	種類	適用範囲(大腿周囲)	1箱入数	品番	種類	適用範囲(大腿周囲)	1箱入数
302401	S	34cm~38cm	1コ	302404	LL	50cm~56cm	1コ
302402	M	38cm~44cm		302405	3L	56cm~62cm	
302403	L	44cm~50cm					

普通に立った状態で、膝蓋骨中心から10cm上の大腿周囲を計測してください。



ファシリイドサポーター ひざ保温

FACILIAID SUPPORTER

¥3,900(税別)

用途 膝関節のサポート



膝関節の保温に。



脚の形状に合わせて編まれた立体構造。サポーター全面で均一に脚を圧迫します。



両サイドにアクティブ樹脂ステーターを内蔵。カーリングやねじれを防ぎ、フィット性を高めています。




裏地は起毛させ、空気の層による優しい暖かさです。

左右兼用

品番	種類	適用範囲(大腿周囲)	1箱入数	品番	種類	適用範囲(大腿周囲)	1箱入数
303101	S	40cm~43cm	1コ	303104	LL	49cm~52cm	1コ
303102	M	43cm~46cm		303105	3L	52cm~55cm	
303103	L	46cm~49cm					

普通に立った状態で、膝蓋骨中心から16cm上の大腿周囲を計測してください。



計測値が2サイズのさかいになった場合は、大きい方のサイズを選んでください。