

体組成計

ISO9001対象商品

継続してはかることをサポート
大人のスマートなデザイン

- 毎日の継続測定を応援する「マイサポ」付き。
- 立てかけ収納もOK! 乗るピタプラス。
- 体重急激増減お知らせブザー機能付き。
- 前回値からの増減を矢印でお知らせ。

体重 100g単位	体脂肪率	筋質点数	筋肉量	部位別表示	内臓脂肪レベル	アクティブ度
推定骨量	体内年齢	体水分率	BMI	基礎代謝量	前回値比較 矢印	バックライト
シングル周波数	スマートフォンの	脈拍測定	過去データ	アシートモード	登録人数 5人	

体組成計

BC-758 オープン価格

basic

計 量 範 囲	0~150kg
最 小 表 示	100g(0~100kg) 200g(100~150kg)
体 脂 肪 率	0.1%単位(5.0~75.0%)
体 脂 肪 率 判 定	やせ~肥満 5段階
筋 肉 量	0~100kgまで100g 100~150kgまで200g
B M I	0.1単位
内臓脂肪レベル	1.0~59.0レベル 0.5レベル単位・判定付
筋 肉 量 判 定	少ない~多い 3段階
基 礎 代 謝 量	1~9999kcal/日 1kcal/日単位・判定付
体 内 年 齢	1才単位
過 去 デ ー タ	前回値
登 録 人 数	5人・ゲストモード付(アシートモード付)

●商品寸法(質量):約 幅286×高さ25×奥行293mm(約1.7kg/乾電池含む) ●個装箱寸法(質量):約 幅344×高さ41×奥行335mm(約2.1kg) ●個装箱形状:Aタイプ ●外装箱寸法(質量):約 幅347×高さ362×奥行228mm(約11.1kg) ●1梱包入数:5入 ●主な材質:ABS、PE、強化ガラス、ステンレス ●電源:DC6V 単4形乾電池4本 ●消費電流:最大30mA ●電池寿命:約1年(1日5回はかった場合) ●主な付属品:単4形乾電池4本

BC-758-BL(ナイトブルー)
4904785 815452BC-758-WH(パールホワイト)
4904785 815438BC-758-PK(ローズピンク)
4904785 815445

使いやすさに特化した体組成計

- 立ったままでも見やすい文字高30mmの大型表示。
- 乗るピタを搭載。乗るだけで体組成を表示。

体重 100g単位	体脂肪率	筋質点数	筋肉量	部位別表示	内臓脂肪レベル	アクティブ度
推定骨量	体内年齢	体水分率	BMI	基礎代謝量	前回値比較 矢印	バックライト
シングル周波数	スマートフォンの	脈拍数	過去データ	アシートモード	登録人数 5人	

体組成計

BC-764 オープン価格

basic

計 量 範 囲	0~150kg
最 小 表 示	100g(0~100kg) 200g(100~150kg)
体 脂 肪 率	0.1%単位(5.0~75.0%)
体 脂 肪 率 判 定	やせ~肥満 5段階(バー判定)
筋 肉 量	0~100kgまで100g 100~150kgまで200g
B M I	0.1単位
内臓脂肪レベル	1.0~59.0レベル 0.5レベル単位・判定付
筋 肉 量 判 定	少ない~多い 3段階
基 礎 代 謝 量	1~9999kcal/日 1kcal/日単位・判定付
体 内 年 齢	1才単位
過 去 デ ー タ	前回値
登 録 人 数	5人・ゲストモード付

●商品寸法(質量):約 幅278×高さ36×奥行285mm(約1.2kg/乾電池含む) ●個装箱寸法(質量):約 幅361×高さ52×奥行334mm(約1.6kg) ●個装箱形状:Aタイプ ●外装箱寸法(質量):約 幅367×高さ345×奥行228mm(約7.0kg) ●1梱包入数:4入 ●主な材質:ABS、AS、PE、PET、ステンレス ●電源:DC6V 単3形乾電池4本 ●消費電流:最大30mA ●電池寿命:約1年(1日5回はかった場合) ●主な付属品:単3形乾電池4本 ●製造国:日本

BC-764-WH(ホワイト)
4904785 818378

△ 体組成計は、測定に際して微弱な電流を流しますので、ペースメーカーなど医用電気機器を装着されている方は使用しないでください。・体重以外の測定項目はからの電気抵抗値等から算出した推定値です。BMIは計算値です。100才以上の方は参考値としてご覧ください。

● 乗るピタについては、P06をご覧ください。● 100については、P04をご覧ください。● マイサポについては、P06をご覧ください。

● 強化ガラスを使用していますが、物を落としたり、飛び乗ったり、強い衝撃を与えないでください。ガラスが破損し、けがをするおそれがあります。