

タニタ非接触体温計

管理医療機器
クラスII

健診施設 医療機関 介護福祉施設 学校 企業・保健 ホテル・温泉施設

New BT-540

オープン価格

たった1秒で 衛生的にはかれる非接触タイプ

- 約1秒、おでこで測定する非接触体温計(測定時間約1秒)。
- からだに触れずに測定できるので衛生的。
- 暗くても見やすいバックライト付き大型表示。
- ミルクなどの温度(表面温度)も測定できる。
- 体温の測定結果が38℃以上の場合、光と音とマークでお知らせ。
- 過去の測定結果を30件までメモリー。

感 温 部	赤外線センサー
体 温 表 示	3桁表示、最小温度表示0.1℃
測 定 範 囲	体温測定モード：34.0～43.0℃ 温度測定モード：0.1～99.9℃

●商品寸法(質量)：約幅49×高さ129×奥行39mm(約90g/乾電池含む) ●個装箱寸法(質量)：約幅66×高さ147×奥行57mm(約145g) ●個装箱形状：Bタイプ ●外装箱寸法(質量)：約幅225×高さ167×奥行260mm(約2.0kg) ●1梱包入数：12入 ●主な材質：ABS、PMMA ●電源：DC3V 単4形アルカリ乾電池2本 ●電池寿命：約5000回(手動電源オフ時) ●主な付属品：単4形アルカリ乾電池2本 ●一般名称：皮膚赤外線体温計 ●販売名：タニタ非接触体温計 BT-54X ●使用目的：体表面上の皮膚の温度を測定し表示すること。 ●製造販売元：(株)タニタ秋田 ●医療機器認証番号：301AFBZX00069000 ●医療機器分類：管理医療機器(クラスII)

からだに触れずに測定できる

洋服を着たまま、わずか1秒で体温が測定できるので、測定時の負担が軽減。寝ている赤ちゃんも起こさずに測定できます。



BT-540-IV(アイボリー)
4904785 045279



BT-540-BL(ブルー)
4904785 045286

*体温測定モードでは、人の顔表面から放射される赤外線量を測定し、舌下温度に換算してデジタル表示します。測定対象から赤外線を遮るようなものは誤差の原因になります。
*腋下などほかの部位やほかの方法で測定した体温とは測定結果の異なる場合があります。同じ条件(部位・装置・環境)で測定した結果と比較してください。

暗い部屋の測定でも 便利なバックライト

夜中の発熱時に、部屋の電灯をつけなくても数値が確認できます。電子音が鳴らないサイレントモードも選択可能。



タニタ電子体温計

管理医療機器
クラスII

健診施設 医療機関 介護福祉施設 学校 企業・保健 ホテル・温泉施設

BT-470

オープン価格

大型表示とバックライトで暗い部屋でも見やすい 先端の柔らかいフレキシブル測定部がわきにフィット

- 検温開始から、約20秒で測定完了(予測検温)。
- 先端が柔らかいので、わきの真ん中にフィットさせやすい。
- 直角にあたっても曲がるので、赤ちゃんの検温時安心。
- 暗い部屋での検温時に、電灯をつけなくても数値が確認可能。
- 測定後の数値を忘れてしまっても、前回値を表示するので便利。

測 定 方 法	予測・実測
体 温 表 示	3桁表示、最小表示単位0.1℃
測 定 範 囲	32.0～42.0℃
予 測 検 温 時 間	約20秒

●商品寸法(質量)：約幅136×高さ29×奥行15mm(約23g/電池含む) ●1梱包入数：12入 ●電源：DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個 ●電池寿命：約9900回(予測検温)、約1800回(実測検温)ともに手動オフの場合 ●主な付属品：収納ケース、CR2032コイン形リチウム電池1個 ●一般名称：電子体温計 ●販売名：タニタ電子体温計 BT-47X ●主な材質：ABS、PMMA、TPE、ステンレス ●使用目的：測温部を部位に接触させて、腋下の体温を測定し、最高温度を保持しデジタル表示すること。 ●製造販売元：(株)タニタ秋田 ●医療機器認証番号：229AFBZX00027000 ●医療機器分類：管理医療機器(クラスII)



BT-470-BL(ブルー)
4904785 647008



先端が柔らかいフレキシブル測定部を採用。消毒も可能。

*非接触体温計の販売には特定管理医療機器販売業の「届出」が必要になります。詳しくは都道府県の医療機器担当窓口にお問い合わせください。