



Welch Allyn Lamps & Batteries


ウェルチ・アレン 予備電球・充電電池

Welch Allyn[®]

LED/ハロゲン予備電球

LED予備電球

- 従来のハロゲン電球に比べ、熱を持たず、長寿命、省電力で経済的
ハロゲン電球と比べ、ランプ寿命は約30倍、消費電力は半分以下で、
充電式ハンドルの使用継続可能時間は、約3倍になりました(当社比較)。
- 特許取得のSureColor™技術をLEDに施し、観察に適した色合いの
光をランプ寿命の間、常に安定して提供します



カタログ番号	ランプ寿命	対応モデル
03100-LED 	約500時間	耳鏡 20000 20200 21700
06500-LED 	約500時間	マクロビュー デジタルマクロビュー 23820 23920
03800-LED 	約500時間	パンオブティック 11810
04900-LED 	約500時間	同軸検眼鏡 11720

ハロゲン予備電球

カタログ番号	ランプ寿命	対応モデル
03000-U 	約20時間	皮膚鏡 ストラビスマスコープ 47300 12400
03100-U 	約16.5時間	耳鏡 20000 20200 21700 20202 26030 26530 イルミネーター 28100 27000 27050 41100 43300 73500 鼻鏡 直腸・肛門鏡ハンドルアダプター
03400-U 	約20時間	ポケット耳鏡・イルミネーター 22821 728353 14220
03800-U 	約18時間	パンオブティック 11810

ハロゲン予備電球		
カタログ番号	ランプ寿命	対応モデル
03900-U 	約20時間	ポケット検眼鏡  12821  728357
04200-U 	約50時間	イグザミネーションライトⅢ  48728
04430-U 	約5,000時間	LS-135  44303  44313
04450-U 	約3,000時間	LS-150  44503  44513
04900-U 	約17時間	3.5V同軸検眼鏡  11720
06400-U 	約3,000時間	LS-200  44200
06500-U 	約16.5時間	マクロビュー  23820 デジタルマクロビュー  23920
07600-U 	約10時間	ペンライト  76600
07800-U 	約75時間	直腸・肛門鏡ライトハンドル  73210  73211
08500-U 	約30時間	ルミビュー  20510H  20510S
08800-U 	約125時間	腔鏡ライトハンドル  78810
09800-U 	約750時間	ビデオコルポスコープ  88000A  89000A

※ 記載のないものにつきましてはお問い合わせください。
 ※ ランプ寿命は使用状況により異なります。
 ※ 本品は薬事法非該当品です。

充電電池


※ 記載のないものにつきましてはお問い合わせください。
 ※ 本品は薬事法非該当品です。

カタログ番号	対応モデル
71960 	3.5Vリチウムハンドル  71907 71910
72200 	3.5Vニッケドハンドル(ユニバーサルデスクチャージャー専用)  71670
72250 	バッテリーパック  75200 75260
72270 	LED ポータブルヘッドライト  46070
72300 	3.5Vニッケドハンドル  71000-C
72420 	シュアサイト  14000
4200-84 	スポット  42NTB-E1

電球に関する交換方法とご注意

以下は電球の交換の代表例(ウェルチ・アレン耳鏡 デジタルマクロビュー)です。
 実際の交換におきましては、各製品の取扱説明書をお読みください。

- ① 電球の下をつまんで引っ張り出します。
- ② 新しい電球を元の位置に押しこみます。



- ⚠ 注意：電池は各製品用に指定された型式のみをお使いください。
- ⚠ 注意：電池交換の際は、電池の向きに十分注意してください。電池の向きを間違えた場合、電池や製品の破損を引き起こす場合があります。
- ⚠ 注意：市販の乾電池を使う製品においては、指定のもの以外使用しないでください。オキシライド乾電池は初期電圧が高く、電球の寿命が短くなったり、電球の取り付け部が高温になり製品の異常動作や破損を引き起こす場合がありますので、使わないでください。また乾電池の交換は使われている本数全てを同時に交換してください。消耗した電池と新しい電池を一緒に使用すると、乾電池の発熱などが起こる可能性があります。
- ⚠ 注意：廃棄は各自治体の規制に準じて適切に行ってください。

販売店

● 製品の色は印刷のため実際とは多少異なります。● 製品仕様は、予告なく変更する場合がございます。

WelchAllyn® ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社 www.welchallyn.jp

TEL 0120-117-720 FAX 0120-773-353 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-15 錦精社ビル6F

※ワークショップ等のご依頼は随時受け付けております。お気軽にお問い合わせください。

医療機器製造販売業許可番号 13B2X00086