

えんげ
嚥下訓練・口腔ケア用
マウス綿棒

プラスハートは看護・介護現場の声から生まれました

- +** 特殊形状綿棒
口腔ケア・マッサージに最適
- +** 強化紙軸を使用
強度が高く安全
- +** ミシン目入り個包装
開封や準備に便利

強化紙軸

個包装

ふつう
サイズ口が大きく開かない方用
小さめ
サイズ

濡れに強く折れにくい強化紙軸！
開けやすいミシン目入り個包装の綿棒です。



商品特長


+ 口腔ケア・マッサージに最適

・特殊形状綿棒が嚥下訓練や口腔ケアに役立ちます。



平らな先端部

アイスマッサージの際に口の奥に圧を加えやすくなっています。



5段の凹凸形状

内頬や舌の根元に点で刺激を与えられ、汚れのかき出しにも便利です。



円錐台形状

汚れをかき出しやすい形状です。

+ 開封や準備に便利

・個包装にミシン目を入れてあるため開封しやすく、アイスマッサージの準備時、濡らした綿棒を袋に戻す際に便利です。




+ 口が大きく開かない方にも使いやすい

・小さめサイズは綿部先端が細めの9mmのため、口を開けにくい方や挿管中の方、細部のケアをしたい方にも便利です。

+ 強度が高く安全な紙軸

・ふやけにくく折れにくい加工を施した、濡れに強い強化紙軸を使用しています。
・安全性の高い紙軸のため、口腔ケアに最適です。




試験方法

36℃に調温した水に綿棒を浸漬し、取り出した紙軸の強度を測定。
(日衛連 綿棒の安全衛生自主基準「軸の強度」試験に準拠) ※自社試験

商品情報

■製品サイズ



商品規格

■マウス綿棒

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	POSレジ登録用名称/JANコード	JANコード/ITFコード
75060	マウス綿棒 ふつう 1本入(10袋)	販売単位 115 × 245 × 15	37.0g	10個 × 12箱	マウスメンホ [®] ウ フツウ10	4971032750606
		内装 250 × 220 × 120	210.0g			24971032750600
		外装 525 × 462 × 376	5.5kg		4 971032 750606	14971032750603
75061	マウス綿棒 ふつう 1本入(50袋)	販売単位 200 × 85 × 150	180.0g	24箱	マウスメンホ [®] ウ フツウ50	4971032750613
		外装 618 × 300 × 414	4.4kg		4 971032 750613	14971032750610
75062	マウス綿棒 ふつう 1本入(300袋)	販売単位 330 × 180 × 210	1.4kg	8箱	—	4971032750620
		外装 685 × 380 × 445	4.9kg		—	—
75063	マウス綿棒 小さめ 1本入(10袋)	販売単位 115 × 245 × 15	34.0g	10個 × 12箱	マウスメンホ [®] ウ チイサメ10	4971032750637
		内装 250 × 220 × 120	190.0g			24971032750631
		外装 525 × 462 × 376	5.0kg		4 971032 750637	14971032750634
75064	マウス綿棒 小さめ 1本入(50袋)	販売単位 200 × 85 × 150	180.0g	24箱	マウスメンホ [®] ウ チイサメ50	4971032750644
		外装 618 × 300 × 414	4.0kg		4 971032 750644	14971032750641
75065	マウス綿棒 小さめ 1本入(300袋)	販売単位 330 × 180 × 210	1.2kg	8箱	—	4971032750651
		外装 685 × 380 × 445	4.3kg		—	—

◇ 商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本 社 / 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / support@osakimedical.co.jp

※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店