

ニチバン

サージフィット™

SURGIFIT™

術後早期の創管理に

優れた吸収・保水性

高い視認性

肌にやさしい




一般医療機器：手術用被覆・保護材(救急絆創膏)
JMDNコード：34654000(34864000)
医療機器届出番号:13B2X00218371801

規格

| 品番 | サイズ(mm) | | 入数(個箱) | 標準価格(税別) | JANコード |
|---------|---------|--------|--------|------------|---------------|
| | テープ | パッド | | | |
| SRG0607 | 60×70 | 30×35 | 50枚 | 9,500円/個箱 | 4987167093143 |
| SRG0610 | 60×100 | 30×65 | 30枚 | 8,700円/個箱 | 4987167091897 |
| SRG0915 | 90×150 | 50×100 | 20枚 | 9,000円/個箱 | 4987167091903 |
| SRG0921 | 90×210 | 50×160 | 20枚 | 11,000円/個箱 | 4987167091910 |
| SRG0927 | 90×270 | 50×210 | 10枚 | 6,500円/個箱 | 4987167096663 |
| SRG0933 | 90×330 | 50×280 | 10枚 | 9,500円/個箱 | 4987167096670 |

1 優れた吸収・保水性

▶ ガーゼ 10 枚分以上の吸収量があり、吸収速度が速い（右図参照）ため、創部に血液・滲出液が溜まりにくい



▶ 保水性が高いため、血液等の逆戻りが少ない

創部に適した環境に整える

2 高い視認性

▶ パッドに開孔部を設けているため、貼ったまま創部の観察が可能




創部の変化を早期に発見できる

3 肌にやさしい

▶ 透湿性が高いため、ムレにくい


肌にやさしいウレタンジェル粘着剤を採用




▶ 角質のはがれが少ないため、はく離刺激を軽減

はく離角質細胞比較写真

はがしたテープに付着した角質細胞（紫色部分）



アクリル系粘着剤



ウレタンジェル粘着剤

皮膚トラブルが起こりにくい

※掲載データ:すべて社内データであり、保証値ではありません。

使いやすさを追求



最後にはがすキャリアフィルムは、真ん中からはがせるセンターピール仕様

センターピール仕様だから使いやすい

<使用上の注意>

重要な基本的注意
感染創もしくは感染が疑われる部位には使用しないでください。

<使用目的又は効果>

1. 手術用被覆・保護材用途
術後創傷の被覆・保護に用いる。
2. 救急絆創膏用途
傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる。

TMIは商標です。

日本製
MADE IN JAPAN

ニチバン株式会社

〒112-8663 東京都文京区関口 2-3-3
ホームページ <https://www.nichiban.co.jp/>