

ハイブリッドシーネ リスト



種類	品番	適用範囲(手くび周囲)
右S	198301	12.5 cm ~ 14.5 cm
右M	198302	14.5 cm ~ 16.5 cm
右L	198303	16.5 cm ~ 19.0 cm
左S	198311	12.5 cm ~ 14.5 cm
左M	198312	14.5 cm ~ 16.5 cm
左L	198313	16.5 cm ~ 19.0 cm

■手くびの周囲に合わせて選んでください。手くびの周囲は一番細いところを計測してください。計測値が2サイズのさかいになった場合は、大きい方のサイズを選んでください。



種類	品番	適用範囲(手くび周囲)	参考値(前腕最大周囲)
右S	198401	12.5 cm ~ 14.5 cm	19.5 cm ~ 21.8 cm
右M	198402	14.5 cm ~ 16.5 cm	21.8 cm ~ 25.0 cm
右L	198403	16.5 cm ~ 19.0 cm	25.0 cm ~ 27.5 cm
左S	198411	12.5 cm ~ 14.5 cm	19.5 cm ~ 21.8 cm
左M	198412	14.5 cm ~ 16.5 cm	21.8 cm ~ 25.0 cm
左L	198413	16.5 cm ~ 19.0 cm	25.0 cm ~ 27.5 cm

販売名:ハイブリッドシーネ リスト
一般的名称:ギプス包帯(JMDNコード:33056000)
医療機器分類:一般医療機器
医療機器届出番号:13B2X00187000046

ハイブリッドシーネ アンクル



種類	品番	適用範囲(ヒール囲)
S	198201	27 cm ~ 30 cm
M	198202	30 cm ~ 33 cm
L	198203	33 cm ~ 36 cm

■ヒール囲に合わせて選んでください。ヒール囲はかかとと足首前方を通る周囲を計測してください。計測値が2サイズのさかいになった場合は、大きい方のサイズを選んでください。



販売名:ハイブリッドシーネ アンクル
一般的名称:ギプス包帯(JMDNコード:33056000)
医療機器分類:一般医療機器
医療機器届出番号:13B2X00187000047

ハイブリッドシーネ ニー



	種類	品番	適用範囲(大腿周囲)	適用参考値(大腿長)	製品丈
伸展タイプ	S	198001	35 cm ~ 41 cm	26 cm以上	48 cm
	M・L	198002	41 cm ~ 53 cm	26 cm以上	48 cm
	L L	198004	53 cm ~ 65 cm	26 cm以上	48 cm
屈曲タイプ	S	198101	35 cm ~ 41 cm	26 cm以上	48 cm
	M・L	198102	41 cm ~ 53 cm	26 cm以上	48 cm
	L L	198104	53 cm ~ 65 cm	26 cm以上	48 cm



■大腿周囲に合わせて選んでください。大腿周囲は膝蓋骨の中心から10cm上を計測してください。計測値が2サイズのさかいになった場合は、大きい方のサイズを選んでください。
※股下の大腿長は参考値です。股下の大腿長は膝蓋骨中心から股のつけ根までの長さを計測してください。

販売名:ハイブリッドシーネ ニー
一般的名称:ギプス包帯(JMDNコード:33056000)
医療機器分類:一般医療機器
医療機器届出番号:13B2X00187000045

【禁忌・禁止】

- 1.再使用禁止。
- 2.使用する水の温度を、25℃より高くしないこと[化学反応による発熱から低温熱傷を引き起こすおそれがあるため。]
- 3.創傷に直接当てないこと。

製造販売業者

日本シグマックス株式会社

本社:〒163-6033 東京都新宿区西新宿6-8-1
お客様窓口 TEL.0800-222-6122(通話料無料)
受付時間:9時~17時(平日)※土日、祝日、年末年始を除く

※本製品に関するお問い合わせはお客様窓口までお願いいたします。



インターネットで日本シグマックスの情報をご覧いただけます。

日本シグマックスのホームページ <https://www.sigmax-med.jp/>



- 予告なく製品の仕様が変更になることがあります。
- カタログの写真と実際の製品とは、色などに違いがある場合があります。その点をご了承ください。
- 各製品は、付属の使用説明書・添付文書を必ずお読みになってからご使用ください。
- 各製品は、医師の指示に従って適切に使用してください。誤った使い方は怪我の原因となります。

ハイブリッドシーネ
リスト

ギプス包帯

ギプスシーネ + シーネホルダー

ハイブリッドシーネ
アンクル



ギプスシーネとサポーターの機能を掛け合わせた 関節専用ギプス包帯。固定力と快適性を両立させました。

固定力

快適性

特長 1 固定力①

専用シーネを患部の形状に合わせて しっかりフィット

ギプスシーネの固定力とフィット性に優れたシーネホルダーにより、快適な装着感を実現します。ギプスシーネは水硬化性樹脂を含浸させたポリエステル製の不織布を使用し、患部にフィットしてしっかり固定します。

ハイブリッドシーネ リスト



特長 2 固定力②

スピーディーで 的確な固定

ギプスシーネをセットし、サポーターのように装着するだけなので、スピーディーなギプス処置が可能です。また、シーネの芯材は不織布カバーに覆われているので、処置中に手が汚れる心配がありません。



特長 3 固定力③

サポーター機能を持 つシーネホルダー

手のひら側の専用シーネに加え、小指側と甲側にアルミステーを配置して良肢位を確保。手関節の掌背屈、回内外、尺屈の動きを抑制し、患部をしっかり固定します。



特長 4 快適性①

様々な症例・ 形状に対応

ショートタイプとロングタイプの2種類を用意。症例に合わせて使い分けることで、患部を適切に固定します。



特長 5 快適性②

日常生活を 妨げないデザイン

シーネホルダーは、把持運動がしやすいよう母指CM関節とMP関節の動きを妨げない形状になっています。



ハイブリッドシーネ アンクル



ハイブリッドシーネ アンクルは、ご使用の際は肌に直接装着せず、必ずストッキングや靴下の上から装着してください。



ギプスシーネとシーネホルダー全体で足関節を覆います。またストラップを距骨前面でクロスさせ、前方動揺性を抑制。さらに、両側のギプスシーネを連結させサポート効果を高めるヒールストラップで、足関節をしっかり固定します。



フロントオープン形状で受傷後の腫脹がある足にもしっかりフィット。甲の高さや足くびの太さといった形状の違いを問わずに装着できます。



シーネホルダーには薄い素材を採用。全体的にかさばりの少ないデザインで、装着していても靴を履きやすい仕様です。

