



止血用押圧器具

滅菌オオサキ止血用圧迫綿



適度な硬さで固定しやすい形状の
滅菌済 止血用圧迫綿です。



脱脂綿製品

止血用圧迫綿

E.O.G.

DuPont Tyvek

商品特長

圧迫に適した硬さ

- 圧迫止血に最適な硬さと安定性のある、滅菌済止血用圧迫綿です。

業務の省力化に

- 滅菌止血用圧迫綿の作成にかかる業務の省力化が図れます。

⚠ 使用中は止血の状態を適宜確認し、圧迫の程度を調節すること。

固定しやすい形状

- S・Mは接地面積が広く、安定して固定可能です。
- Lは、両端の角をなめらかにした平丸形のため、肌当たりがやさしく、また、面か点かを選んで圧迫することが可能です。

断面図



商品情報

バリエーション

種類	形状	サイズ(短径×長径×全長)
S	平形	8.5mm×18mm×25mm
M	平形	15mm×22mm×35mm
L	平丸形	30mm×35mm×60mm

規格

S:平形

透析処置後などの圧迫止血に最適です。



M:平形

腕(上腕部・^{どうこつ}橈骨部)からのアンギオ処置後などの圧迫止血に最適です。



L:平丸形

足の付け根(^{そけい}鼠経部)からのアンギオ処置後などの圧迫止血に最適です。



商品規格

滅菌オオサキ止血用圧迫綿

一般医療機器 止血用圧圧器具:70617000 E.O.G. DuPont Tyvek

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
33925	滅菌オオサキ止血用圧迫綿 平形TS S-2 8.5mm(短径)×18mm(長径)×25mm(全長) 2個入(50袋)	販売単位 205×146×200	273.0g	8箱	4971032339252
		外装 420×308×410	2.8kg		—
33926	滅菌オオサキ止血用圧迫綿 平形TS S-10 8.5mm(短径)×18mm(長径)×25mm(全長) 10個入(50袋)	販売単位 205×146×200	768.0g	8箱	4971032339269
		外装 420×308×410	6.8kg		—
33927	滅菌オオサキ止血用圧迫綿 平形TS M-1 15mm(短径)×22mm(長径)×35mm(全長) 1個入(50袋)	販売単位 205×146×200	323.0g	8箱	4971032339276
		外装 420×308×410	3.2kg		—
33928	滅菌オオサキ止血用圧迫綿 平形TS M-2 15mm(短径)×22mm(長径)×35mm(全長) 2個入(50袋)	販売単位 205×146×200	518.0g	8箱	4971032339283
		外装 420×308×410	4.8kg		—
33929	滅菌オオサキ止血用圧迫綿 平丸形TS L-1 30mm(短径)×35mm(長径)×60mm(全長) 1個入(50袋)	販売単位 205×146×200	888.0g	8箱	4971032339290
		外装 420×308×410	7.8kg		—

■販売名:滅菌オオサキ止血用圧迫綿 ■出品番号:23B2X10001000096

◇商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市中区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / support@osakimedical.co.jp

■添付文書が必要な方は弊社まで請求してください。
※規格には差が生じる場合があります。

取扱店