

医療現場の様々な用途に。

吸水量
約0.13mL

メディクスワブ滅菌綿棒
木軸 0805
全長:約8cm
綿球径:約φ5mm

吸水量
約0.04mL

メディクスワブ滅菌綿棒
紙軸 1503
全長:約15cm
綿球径:約φ3mm

吸水量
約0.13mL

メディクスワブ滅菌綿棒
木軸 1505
全長:約15cm
綿球径:約φ5mm

吸水量
約0.55mL

メディクスワブ滅菌綿棒
木軸 1508
全長:約15cm
綿球径:約φ8mm

吸水量
約1.0mL

メディクスワブ滅菌綿棒
木軸 1510
全長:約15cm
綿球径:約φ10mm

吸水量
約1.3mL

メディクスワブ滅菌綿棒
木軸 1512
全長:約15cm
綿球径:約φ12mm

吸水量
約4.2mL

メディクスワブ滅菌綿棒
木軸 1915
全長:約19cm
綿球径:約φ15mm

充実

安心

衛生

便利

様々な仕様(全長、綿球径、吸水量)の製品をラインナップ。用途に合わせてお選びいただけます。


医療脱脂綿の基準を満たした高品質のコットンを使用。安心してお使いいただけます。

管理された環境・体制で製造した滅菌綿棒(一般医療機器)。微生物汚染による感染の心配がありません。

個々の袋に使用期限を記載。箱から取り出しても使用期限が分かるため、個包装で携帯できます。

メディクスワブ 滅菌綿棒

EOG
滅菌済



原寸大

吸水量
約10mL

メディクスワブ滅菌綿棒
木軸 2621
全長:約26cm
綿球径:約φ21mm

メディクスワブ 滅菌綿棒

EOG
滅菌済

類別：機械器具54 医療用捲綿子

一般医療機器 一般の名称：医科用捲綿子(JMDNコード：10172000)

商品名	商品コード	綿棒規格	綿棒の吸水量目安 (吸水量範囲)※	主に使用する医科	サイズ 幅×奥行×高さ	重量	コード
メディクスワブ滅菌綿棒 紙軸 1503	4773		約0.04mL (0.03~0.05mL)	「耳鼻科」 「細菌検査」	単品 230mm×190mm×86mm	310g	JANコード 4976558006794
200袋×5箱		紙軸 全長：約15cm 綿球径：約φ3mm 1本包装			外箱 436mm×241mm×204mm	1.9kg	医療機器届出番号 21B3X00013000030
メディクスワブ滅菌綿棒 木軸 0805	4774		約0.13mL (0.12~0.15mL)	「外科」 「皮膚科」 「小児科」 「歯科」 「眼科」	単品 230mm×190mm×86mm	230g	JANコード 4976558006800
200袋×5箱		木軸 全長：約8cm 綿球径：約φ5mm 1本包装			外箱 436mm×241mm×204mm	1.5kg	医療機器届出番号 21B3X00013000031
メディクスワブ滅菌綿棒 木軸 1505	4775		約0.13mL (0.10~0.15mL)	「婦人科」 「外科」 「皮膚科」 「細菌検査」	単品 230mm×190mm×86mm	350g	JANコード 4976558006817
200袋×5箱		木軸 全長：約15cm 綿球径：約φ5mm 1本包装			外箱 436mm×241mm×204mm	2.1kg	医療機器届出番号 21B3X00013000032
メディクスワブ滅菌綿棒 木軸 1508	4776		約0.55mL (0.43~0.67mL)	「婦人科」 「咽喉科」 「皮膚科」	単品 230mm×190mm×86mm	240g	JANコード 4976558006824
100袋×5箱		木軸 全長：約15cm 綿球径：約φ8mm 1本包装			外箱 436mm×241mm×204mm	1.5kg	医療機器届出番号 21B3X00013000033
メディクスワブ滅菌綿棒 木軸 1510	4777		約1.0mL (0.83~1.08mL)	「婦人科」 「咽喉科」 「皮膚科」	単品 230mm×190mm×86mm	250g	JANコード 4976558006831
100袋×5箱		木軸 全長：約15cm 綿球径：約φ10mm 1本包装			外箱 436mm×241mm×204mm	1.6kg	医療機器届出番号 21B3X00013000034
メディクスワブ滅菌綿棒 木軸 1512	4778		約1.3mL (1.01~1.49mL)	「婦人科」 「咽喉科」 「皮膚科」	単品 230mm×190mm×86mm	250g	JANコード 4976558006848
100袋×5箱		木軸 全長：約15cm 綿球径：約φ12mm 1本包装			外箱 436mm×241mm×204mm	1.6kg	医療機器届出番号 21B3X00013000035
メディクスワブ滅菌綿棒 木軸 1915	4779		約4.2mL (3.56~4.75mL)	「婦人科」 「咽喉科」 「皮膚科」 「外科」	単品 230mm×190mm×86mm	210g	JANコード 4976558006855
50袋×5箱		木軸 全長：約19cm 綿球径：約φ15mm 1本包装			外箱 436mm×241mm×204mm	1.4kg	医療機器届出番号 21B3X00013000036
メディクスワブ滅菌綿棒 木軸 2621	4780		約10mL (8.70~12.03mL)	「皮膚科」 「外科」	単品 300mm×195mm×95mm	280g	JANコード 4976558006862
30袋×10箱		木軸 全長：約26cm 綿球径：約φ21mm 1本包装			外箱 996mm×311mm×212mm	3.5kg	医療機器届出番号 21B3X00013000037

※吸水量は弊社測定法による代表的な値であり、括弧内の数値は吸水量実測値のおおよその範囲となります。これらの数値は保証値とは異なりますのでご注意ください。

【禁忌・禁止】再使用禁止

【使用方法】綿球部分を汚染しないように包装から取り出し、綿球部分で薬剤の塗布及び各種検査の検体採取する。

【保管方法及び有効期間等】保管方法：直射日光および火気を避け、湿気の少ない清潔な所に箱パッケージのまま保管すること。

使用期限：滅菌日より3年。(自己認証(弊社データ)による)

【使用上の注意】①開封後は速やかに使用してください。②凍結や加熱をしないでください。③本製品を使用するときは、綿棒の軸を折らないようご注意ください。小児等では、検体採取中に手や頭を動かすことがあるので、特に注意してください。④検体を直接採取するとき、採取する粘膜などの部位を傷つけないよう注意してください。⑤検体を採取した後は速やかに検査を実施してください。⑥全ての検体は病原菌に汚染されているものとして、注意して取り扱ってください。⑦使用後は感染防止等、安全に配慮して廃棄してください。

 平和メディック株式会社 <http://www.heiwamedic.com/>

本社 〒506-0041
岐阜県高山市下切町 180
TEL:0577-33-0511 FAX:0577-33-0819

東京営業所 〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町 1-9-11 石川 CO ビル 202 号
TEL:03-3258-0966 FAX:03-3258-0967

大阪営業所 〒532-0011
大阪市淀川区西中島 6-2-3 第7地産ビル 505 号
TEL:06-6307-1666 FAX:06-6307-7117