

デジタル身長体重計

AD-6351

取引・証明用
検定付

精度等級
3級

軽量・コンパクト収納

薄くてのりやすい体重計

移動・持ち運びに適したデザイン



出張健診、学校検診、施設内移動など
あらゆる場所での使用に適しています。
コンパクト設計で、車載移動にも適しています。

デジタル身長体重計

AD-6351 ¥220,000(税抜)

身長測定カーソルを折りたためば、
体重計のみの使用時に、
邪魔にならず便利

コンパクト収納！
970mm

ワイド測定レンジ！
身長測定範囲
88.0～210.0cm

75mm



大型キャスターで移動がらく！



本体重量13kg以下で、運搬もらく！



※身長測定ポールは、自然に下がる構造です。
使用時は被験者にぶつからないよう注意してください。

身長・体重表示




BMI・体重表示




- 豊富な表示項目を分かりやすく！
- 使用者に分かりやすい日本語表記
- 見やすい大きな2段数値表示
- BMI表示機能
- 衣服重量引き機能
- 日本語表記表示によるお知らせ機能！
- 使用場所に合わせて、表示器の方向も自在！

※表示器は取り外して、テーブル等でも使用できます。



■ 拡張性《データ収集システム》 手書き・手入力の運用をデータ収集の自動化へ



他社製品の健診測定機器も
接続が可能です



※ 標準接続機種等についてはA&D営業担当へご連絡ください。

仕様

品 名	デジタル身長体重計	
型 式	AD-6351	
承認番号	第D1323号	
体重測定部	ひょう量	150kg
	目量	100g
	精度等級	3級
	最小測定量	2kg
身長測定部	測定方法	支柱伸縮式
	測定範囲	88.0~210.0cm
	測定単位	1mm
	測定精度	±2mm
主な機能	BMI測定機能、実風袋機能、衣服引き機能 (プリセット風袋機能)、オートパワーオフ機能、 時計機能(外部出力)、外部ID入力機能	
外形寸法	計量部	330 (W) × 330 (D) × 75 (H) mm
	台全体	330 (W) × 440 (D) × 75 (H) mm
身長計収納時高さ	970mm	
表示器サイズ	180 (W) × 100 (D) × 34 (H) mm	
質 量	約13kg	
電 源	ACアダプタ 又は 単三乾電池×6本	
電池寿命	連続使用約40時間(アルカリ乾電池使用時)	
外部出力	RS232C 1ch (D-sub 9P 入出力)	
付属品	ACアダプタ、接続ケーブル2m、電池ケース、取扱説明書	
標準価格(税抜)	¥220,000	
商品コード	AD6351	
JANコード	4981046701372	

オプション

	品 名	商品コード	価格(税抜)	JANコード
●	ACアダプタ	AX-TB266	¥ 4,500	4981046618076
	ACアダプタ	AX-TB230	¥ 3,000	4981046714426
	ADプリンタユニット	AD-PR580	¥55,000	4981046713603
	RS-232Cケーブル 2m	AX-KO1371-200	¥10,000	4981046713566
	RS-232Cケーブル 75cm	AX-KO3937	¥ 5,000	4981046713634
	手元確定スイッチ AD-SW600	AD-A104	¥ 3,500	4981046712255
●	接続ケーブル 2m	AX-KO3946	¥ 3,000	4981046713641
	接続ケーブル 3m	AX-KO3938	¥ 3,000	4981046713627

●印は標準付属品

ADプリンタユニット AD-PR580



※ 使用には、RS-232Cケーブルの75cm (AX-KO3937)
もしくは、2m (AX-KO1371-200)が必要です。
※ プリンタ専用のACアダプタは付属しています。

手元確定スイッチ AD-SW600



使用地域区分

使用地域 (都道府県)		使用地域の表記 重力加速度の範囲
1	北海道	9.807 ~ 9.803m/s ²
2	青森県、岩手県、宮城県、秋田県	9.804 ~ 9.800m/s ²
3	山形県、福島県、茨城県、新潟県	9.802 ~ 9.798m/s ²
4	栃木県、千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、東京都(八丈・小笠原を除く)、福井県、富山県、石川県、静岡県、岐阜県、 愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、広島県、岡山県、鳥取県、島根県	9.800 ~ 9.796m/s ²
5	長野県、東京都(全域)、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、山口県、広島県、岡山県、鳥取県、 香川県、愛媛県、徳島県、高知県、長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、鹿児島県(薩摩地方に限る)	9.798 ~ 9.794m/s ²
6	鹿児島県(薩摩地方を除く)	9.794 ~ 9.790m/s ²
7	沖縄県	9.792 ~ 9.789m/s ²

2箇所に記載されている県は、どちらの重力加速度の範囲でも使用できます。

販売元

AND 株式会社 **エー・アンド・ディ**

本社:〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6127(直) FAX.03-5391-6129

■ 札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
■ 仙台営業所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
■ 名古屋営業所 TEL.052-726-8763(直) FAX.052-726-8769
■ 大阪営業所 TEL.06-7668-3904(直) FAX.06-7668-3901
■ 広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
■ 福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

<http://www.aandd.co.jp>

ME機器に関するお問い合わせは

エー・アンド・ディME機器相談センター

0120-707-188

受付時間:月~金曜日(祝日、弊社休業日を除く) 9:00~12:00 13:00~17:00

※ 取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。 ※ 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。

*AD6351-ADJC-06-PR5-18705GP