

# 竹虎のスプリントが 新しくなりました



- ✓ 従来に比べ印字側パッドが薄く なり、モールディング(成形)が しやすくなりました
- ✓目的に合わせた2種類の芯材と 幅広いサイズをラインナップ
- ✓両面テープが剥がしやすくなりました (芯材だけを取り出して水につけることも可能)



# ソフラフィックス<sub>®</sub> スプリント **Ⅲ P**

# ポリエステル不織布芯材

X線透過性が高い

#### スプリント装着のままで患部の確認がしやすい

ポリエステル不織布製



グラスファイバー製



ソフラフィックス。 スプリント ∏ 🕞

# グラスファイバー芯材

高い強度と

優れたモールディング性

グラスファイバー芯材で確実に固定



## ■ ロールタイプ

#### 商品名

# ソフラフィックス<sub>®</sub> スプリント**Ⅱ**P



## 商品名 ソフラフィックス<sub>®</sub> スプリント**ⅡG**



### ● 一般医療機器

#### ⅡP・ⅡG 共通 再使用禁止

ギプス包帯

(JMDN ¬- № 33056000)

届出販売名:ソフラフィックススプリントⅡ

届出番号:13B2X10294000016

製造販売元:華琳 株式会社

# ● ギプス材 -

# 処置 ギプス料 J122 四肢ギプス包帯

①鼻ギプス 310点 ②手指及び手、足(片側) 490点 ③半肢(片側) 780点 ④内反足矯正ギプス包帯(片側) 1,140点 ⑤上肢、下肢(片側) 1,200点 ⑥体幹から四肢にわたるギプス包帯(片側) 1,840点

2020年4月現在

厚生労働省告示及び関連通知より一部引用

## ● 規格 -

| ソフラフィックス。スプリント <b>IP</b> |               | ソフラフィックス。スプリント <b>IIG</b> |               | IIP/IIG 共通 |             |      |                     |          |       |
|--------------------------|---------------|---------------------------|---------------|------------|-------------|------|---------------------|----------|-------|
| 商品番号                     | JAN CODE      | 商品番号                      | JAN CODE      |            | 規格          | 販売単位 | 定価(税込)              | 定価(税別)   | ケース単位 |
| 030232                   | 4958995302325 | 030262                    | 4958995302622 | ロール 2 号    | 5.0cm×4.5m  | 1箱   | 15,400 ฅ            | 14,000 ₪ | 4箱    |
| 030233                   | 4958995302332 | 030263                    | 4958995302639 | ロール 3 号    | 7.5cm×4.5m  | 1箱   | 17,600 <sub>円</sub> | 16,000 円 | 4 箱   |
| 030234                   | 4958995302349 | 030264                    | 4958995302646 | ロール 4 号    | 10.0cm×4.5m | 1箱   | 18,700 円            | 17,000 円 | 4 箱   |
| 030235                   | 4958995302356 | 030265                    | 4958995302653 | ロール 5 号    | 12.5cm×4.5m | 1箱   | 23,100 ฅ            | 21,000 ₪ | 4 箱   |
| 030236                   | 4958995302363 | 030266                    | 4958995302660 | ロール 6 号    | 15.0cm×4.5m | 1箱   | 27,500 円            | 25,000 ฅ | 4箱    |

発売元



https://www.taketora-web.com/

#### 【メディカル事業部】

東日本営業部 TEL.045 (680) 0308 (代) FAX.045 (680) 0312

西日本営業部 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町 10-35 江坂南口第二ビル TEL.06 (6386) 7217 (代) FAX.06 (7175) 7101 取扱店