

Crex

〔クレックス〕

さらに、省スペース。さらに、やさしく。



Crex

(クレックス)


キャスター搭載でさらに使いやすく。
幅広いシーンで患者さんの負担を減らす、
コンパクトで機能性を高めた椅子型診察台。

椅子から
ベッドへの
移動時の
負担を軽減

椅子と
ベッドの
一体化で
省スペース
を実現

椅子から
ベッドへの
移動時間
を削減


椅子から、ベッドへ、スムーズなポジション移行。
患者さんにとってもドクターにとっても、
落ち着いたゆとりある診療が行なえます。





問診はもちろん、背面からの
アプローチもできる
コンパクトなホームポジション
バックレストにより、患者さんの
姿勢を補助。ショートタイプな
ので、椅子を回転させるだけで
背部の診療も可能です。



BEFORE



AFTER



椅子&ベッドの一体化により、省スペース化が実現します。
空間がゆったり使えるようになるだけでなく、ベッドへ移動する
負担も軽減され、コンパクトで機能的な診察空間ができあがります。

ソファの
ような
フォルムで
患者さんに
安心感を

Crex(クレックス)

新しい診療スタイルを創造="Creation"に未知の
ものを表す"X"を加え、未来への可能性を込めて
"Crex"と名付けました。

座ったままで
ベッド状態に移行できる
負担の少ないフルフラットポジション

座ったままの状態から、そのまま滑ら
かに寝姿勢へ。診療が効率よく行え、
患者さんの不安・負担も軽減します。


ワイヤレスハンドスイッチ

手で操作でき、見やすさ
使いやすさが向上。ワイヤ
レスでデスクに置いても
すっきり。

車椅子入室時 —— キャスター搭載でさらに便利に

NEW

車椅子の入出時や清掃時など、"少し移動させたい"にお応えします。



本体固定を解除して移動




本体移動ペダル

本体後部のペダル
を引き上げることで
本体固定解除、踏
み込むことで本体
固定されます。

キャスター搭載タイプ

寸法図 (単位 mm)



Specification

製品コード	RL-CREX
本体寸法 (ベッド時)	1580×660mm
質量	120kg
電気定格	AC100V 50/60Hz 3.9/4.4A
本体昇降範囲	480～660mm (電動油圧式)
バックレストスライド昇降	電動油圧式
バックレスト寝起範囲	0～80°シート昇降連動 (電動油圧式)
レッグレスト昇降	バックレスト連動 (電動油圧式)
回転機能	260°電動油圧式回転ロック / 解除
本体移動	本体移動ペダル操作
製造販売届出番号	27B1X00042001042
販売名	クレックス

タカラベルモント株式会社

●本社

〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 TEL.(06)6212-3620

●メディカル

札幌 (011)863-2139	金沢 (076)221-8412
仙台/盛岡 (022)231-3458	大阪 (06)6211-5947
さいたま (048)640-5803	岡山 (086)233-8826
東京 (03)3401-9795	広島/高松 (082)277-6700
静岡 (054)237-8822	福岡 (092)474-7306
名古屋 (052)931-5163	鹿児島 (099)226-9481

●ショールーム

東京 東京都港区赤坂7-1-19	(03)3401-9795
大阪 大阪市中央区東心斎橋2-1-1	(06)6211-5947
福岡 福岡市博多区博多駅南2-7-38	(092)474-7306
沖縄 沖縄県宜野湾市大山3-4-6	(098)897-6655

- ご購入の前に、設置条件・使用条件・用途をご確認ください。
- ご使用の前に添付文書、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 商品の寸法、質量、動作範囲の表示には、若干の誤差を含んでいます。
- 仕様、デザインは予告なく変更される場合があります。
- 印刷物のため、色は実物と多少異なることがあります。
- このカタログは2019年8月現在のものです。
- お問い合わせ

