

メラ麻醉用マスク

Anesthetic Face Mask


- 調整用ポートによりマスククッションの圧閉度を調節できます。
- マスクボディおよびマスククッションは透明で患者の状態が確認できます。
- ヘッドバンド用フック装備(カラーコード) ●ラテックスフリー ●単回使用品





メラ麻酔用マスク

仕様


接合部 I.D.:22mm



接合部 O.D.:15mm



22mmフック



15mmフック

商品コード	JAN (14)	型式	寸法 (mm)			フック (色)
			A	B	接合部	
0022002701	14806019614541	大人用 (大)	130	105	ID : 22	青
0022002801	14806019614558	大人用 (小)	125	105	ID : 22	赤
0022002901	14806019614565	子供用	110	95	ID : 22	緑
0022003001	14806019614572	小児用	100	75	ID : 22	黄
0022003101	14806019614589	幼児用	80	70	OD : 15	桃
0022003201	14806019614596	新生児用	65	55	OD : 15	白

製造販売業者

MERAL 泉工医科工業株式会社

■埼玉県春日部市浜川戸2-11-1

■問い合わせ先: 本社商品企画 TEL.03-3812-3254 FAX.03-3812-4613

■営業拠点: 札幌支店・東北支店・青森・盛岡・福島・関東支店・つくば・松本・新潟・東京支店・横浜・中部支店・静岡・金沢・関西支店・中四国支店・岡山・四国・九州支店・鹿児島

製造業者

Hsiner Co.,Ltd

国名: 台湾

注意

実際のお取り扱いの際には添付文書をよくお読みになってからご使用下さい。

■常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。

●認証番号: 229ADBZX00066000 ●2017/11月/3000 ●不許複製 ●A-94 ●GR-2 ●BA-0343-01 www.mera.co.jp/