

seca 201 & seca 203

周囲測定テープ



- ロングライフで高品質、使いやすく正確な測定が可能
- WHR 推奨のウエスト・ヒップ比が簡単に測定可能 (203のみ)
- 測定時に体の湾曲にフィットする形

seca 201 & seca 203:

2種類の高品質で使い易い周囲測定テープ
は日常業務を最大限サポート

今日、世界中で肥満が深刻な問題になっている中、腹周りや体の周囲を正確に測定し把握することが一つの重要な要素になっています。seca 201, seca 203 は現場の使いやすさと正確に測定することを追求し設計された、新しい周囲測定テープです。



seca 201

seca 201 は高品質な素材を使用し現場の使いやすさを追求した周囲測定テープです。人間の湾曲にフィットするように人間工学に基づいて設計されたシェイプとわずか 55 g のコンパクトで持ちやすい本体は看護師の方に計測のストレスを与えません。

seca 203

ウエスト・ヒップ比測定用周囲測定テープ
seca 203 は WHR (世界保健機関) で推奨されている新しい肥満度判定数値のウエスト・ヒップ比を簡単に測定可能にした今までにない周囲測定テープです。このウエスト・ヒップ比は BMI では不可能だった肥満体型のりんご型肥満、洋ナシ型肥満の区別を簡単につけることが出来ます。



1 mm 単位の正確な測定が可能



seca 201:
高品質な素材を使用、
現場の使いやすさを追及



seca 203:
ウエスト・ヒップ比を
見やすく表示

seca 201 & seca 203

Technical Data

seca 201

- 測定範囲: 205 cm
- 最小単位: 1 mm
- 商品直径: 70 mm
- 厚さ: 22 mm
- 重量: 55 g

seca 203

- 測定範囲: 205 cm
- 最小単位: 1 mm
- 商品直径: 70 mm
- 厚さ: 28 mm
- 重量: 75 g
- 機能: ウエスト・ヒップ比測定