



GB胃瘻バルーンチューブ



特長

- ファイコン独自の技術で新開発された、リング形状の胃壁にやさしいGBシリコンバルーンを採用しました。
- 瘻孔部に直接触れない形状の体外固定板とマーキングを施したチューブで、瘻孔の観察がしやすくなりました。これにより、バンパー埋没症候群や幽門部狭窄を軽減できます。
- 栄養注入用ファネルに適合した薬剤注入用コネクタが附属しています。

【規格・仕様】

製品番号	サイズ(mm)	バルーン推奨容量	有効長(mm)	カラーコード	包装単位
0192312	4.0(12Fr)	3mL	195	ホワイト	1本/箱
0192314	4.7(14Fr)	4mL		グリーン	
0192316	5.3(16Fr)	5mL		オレンジ	
0192318	6.0(18Fr)	6mL		レッド	
0192320	6.7(20Fr)	10mL	435	イエロー	1本/箱
0192322	7.3(22Fr)			パープル	
0192324	8.0(24Fr)			ブルー	

X線造影ライン入 滅菌済 単回使用 交換用スタイレット付

Lタイプ

製品番号	サイズ(mm)	バルーン推奨容量	有効長(mm)	カラーコード	包装単位
0192418	6.0(18Fr)	10mL	435	レッド	1本/箱
0192420	6.7(20Fr)			イエロー	
0192422	7.3(22Fr)			パープル	
0192424	8.0(24Fr)			ブルー	

X線造影ライン入 滅菌済 単回使用 交換用スタイレット付



用途

瘻孔形成が完了した胃瘻に対しての、各種栄養剤注入または減圧を目的とした経管栄養交換用のバルーンボタン/バルーンチューブの製品セットです。


特長

- ポビドン綿棒、グリセリン、プレフィルドシリンジなど交換のための器材がそろっているので直ちに交換操作を開始できます。

GB胃瘻バルーンセット

胃瘻バルーンボタン&チューブの交換用製品セットです。滅菌済の経管栄養用品が、操作手順に合わせてセットしてあります。準備や留置などの時間が短縮でき、交換操作がスムーズに行えます。

【ボタンセット】




【セット内容】

- ① GB胃瘻バルーンチューブ …… 1本
- ② バルーン膨張用シリンジ(滅菌水入り) 1本
- ③ シリンジ(バルーン検査、留置済チューブのバルーン滅菌水吸引用) …… 1本
- ④ 潤滑剤(グリセリン) …… 1本
- ⑤ 消毒液含浸綿棒(ポビドン10%綿棒) 1本
- ⑥ ピンセット …… 1個
- ⑦ アダプタ(逆止弁開口用) …… 1本
- ⑧ スタイレット …… 1本
- ⑨ フィーディング・減圧チューブ…3種 各1本 (L字型 全長280mm/ストレート型 全長280/90mm)
- ⑩ ガーゼ



【チューブセット】 M/Lタイプ



【セット内容】

- ① GB胃瘻バルーンチューブ …… 1本
- ② バルーン膨張用シリンジ(滅菌水入り) 1本
- ③ シリンジ(バルーン検査、留置済チューブのバルーン滅菌水吸引用) …… 1本
- ④ 潤滑剤(グリセリン) …… 1本
- ⑤ 消毒液含浸綿棒(ポビドン10%綿棒) 1本
- ⑥ ピンセット …… 1個
- ⑦ スタイレット …… 1本
- ⑧ ガーゼ



【規格・仕様】

製品番号	サイズ(mm)	シャフト長(mm)	バルーン推奨容量	包装単位
0192521	4.7(14Fr)	12	4mL	1セット/箱
0192523		17		
0192525		24		
0192531	5.3(16Fr)	12	5mL	1セット/箱
0192533		17		
0192535		24		
0192541	6.0(18Fr)	12	10mL	1セット/箱
0192543		17		
0192545		24		
0192547	34	10mL	10mL	1セット/箱
0192551	12			
0192553	17			
0192555	6.7(20Fr)	24	10mL	1セット/箱
0192557		34		
0192559		44		
0192575	8.0(24Fr)	24	10mL	1セット/箱
0192577		34		
0192579		44		

X線造影ライン入 滅菌済 単回使用



【規格・仕様】

製品番号	サイズ(mm)	バルーン推奨容量	有効長(mm)	カラーコード	包装単位
0192612	4.0(12Fr)	3mL	195	ホワイト	1セット/箱
0192614	4.7(14Fr)	4mL		グリーン	
0192616	5.3(16Fr)	5mL		オレンジ	
0192618	6.0(18Fr)	6mL		レッド	
0192620	6.7(20Fr)	10mL	435	イエロー	1セット/箱
0192622	7.3(22Fr)			パープル	
0192624	8.0(24Fr)			ブルー	

X線造影ライン入 滅菌済 単回使用

Lタイプ

製品番号	サイズ(mm)	バルーン推奨容量	有効長(mm)	カラーコード	包装単位
0192718	6.0(18Fr)	10mL	435	レッド	1セット/箱
0192720	6.7(20Fr)			イエロー	
0192722	7.3(22Fr)			パープル	
0192724	8.0(24Fr)			ブルー	

X線造影ライン入 滅菌済 単回使用

