

化粧水類

産科・婦人科製剤

清浄綿

A.C.

水だけでつくった 滅菌済ぬれコットン

クリーンコットン モナリー®


daccoは助産師さんとママの声から生まれました



敏感肌にやさしい
水 100%
薬液不使用
ノンアルコール

やわらか厚手
コットン 100%

使い分けに
便利な2枚入



エコテックス®スタンダード100
(認証番号: N-KEN 05006) 認証取得

商品特長

① 水だけのピュアなやさしさ

- 肌へのやさしさを追求し、薬剤を使用していない精製水100%仕様です。
- ノンアルコール・無香料・無着色で、防腐剤・パラベンなどの薬液を使用していないため、肌がデリケートな産後のママやあかちゃんにも使用できます。

② やわらか厚手コットン100%

- エコテックス®スタンダード100の条件をクリアし、厚手でやわらかいコットンを使用しているため、産後のデリケートな肌の拭き取りに最適です。

エコテックス®スタンダード 100 認証取得

「クリーンコットンモナリー」が取得している、エコテックス®スタンダード 100 は、日本の安全基準をはるかに超える 350 種以上の有害化学物質を対象とした世界最高水準の安全性を持つ、繊維製品の証です。その中でも厳しい「製品クラス I (乳幼児向け)」の条件をクリアしているため、乳幼児から肌のデリケートな方にも安心して使用していただけます。



③ 保存に強く持ち運びに便利

- 1回の使用分ずつアルミ包装し滅菌されているため、常に衛生的な状態で使用でき、外出時の持ち運びにも便利です。

④ 使い分け便利な2枚入

- 1枚目と2枚目で使用用途を分けたり、重ねて厚みを持たせたりして使用できます。

⑤ 使いやすいパッケージ

- 個包装は上下にギザギザのV字カットが入っているため、開封しやすくなっています。
- 箱の底面の「おす」部分を押しすと簡単に箱が潰れるため、コンパクトに捨てられます。




商品情報

■ 使用シーン



おろ悪露の拭き取りに 授乳前後のケアに 手口・からだふきに

■ 製品仕様



■ 成分(1包中)

精製水 100%

■ 素材

医療脱脂綿


商品規格

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	POSレジ登録用名称/JANコード	JANコード/ITFコード
95185	クリーンコットンモナリー® 2枚入(20包) 7.5cm×7.5cm 2ツ折	販売単位 075 × 113 × 068	224.3g	50箱	クリンコットンモナリー20P	4971032951850
		外装 399 × 266 × 364	12.0kg		4 971032 951850	—
95186	クリーンコットンモナリー® 2枚入(40包) 7.5cm×7.5cm 2ツ折	販売単位 135 × 113 × 075	445.4g	20箱	クリンコットンモナリー40P	4971032951867
		外装 404 × 270 × 289	9.5kg		4 971032 951867	—
95187	クリーンコットンモナリー® 2枚入(100包) 7.5cm×7.5cm 2ツ折	販売単位 170 × 113 × 135	1.1kg	12箱	クリンコットンモナリー100P	4971032951874
		外装 429 × 266 × 362	14.0kg		4 971032 951874	—

■販売名: モナリークリーンA

◇商品はすべてオープン価格です。

Osaki
オオサキメディカル株式会社
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
http://dacco-web.com



取扱店

※規格には誤差が生じる場合があります。