



脱脂綿製品

酒精綿

指定医薬部外品

エタノール含浸綿

アルウェッティ® one2 *E*



2枚入りでしっかり消毒ができ、便利で経済的！
単包タイプのエタノール含浸綿



脱脂綿製品

酒精綿

商品特長

コンパクトな100包入り

- 100包入りはコンパクトサイズのため、回診車に置いて邪魔にならず、持ち運びにも便利です。
- 1箱の入数が少ないため、物品管理に最適です。

物流管理や処方時に便利な3000包入り

- 3000包入りは30包ずつ輪ゴムで束ねているため、物流管理や処方時の手間が省けます。

便利で経済的な2枚入り

- しっかり消毒したい時の2度拭きや自己注射時や血糖値測定時、手指・皮膚の消毒に便利で経済的です。
- 厚みが必要な時は2枚合わせたまま使用してください。

衛生的で便利なアルミ個包装

- アルミ個包装のため、気密性が高く濃度低下がほとんどありません。そのため、常に最適な消毒効果が得られ、持ち運びにも便利です。
- アルコール・カット綿の準備や、万能ツボの再生業務(洗浄・滅菌)の省力化が図れます。

厚みのある脱脂綿を使用

- エタノール80%を厚みのある脱脂綿(4cm×4cm)に含浸させ、2枚入り単包パックにしました。



100包



3000包

3000包入りは30包ごとに輪ゴムでとめ、5束ずつビニール袋に入れて梱包しています。(150包×20袋)

- △開封後は保存せず、すみやかに使用してください。
- △アルコール過敏症の方は医師又は薬剤師にご相談ください。

- △衣類につくと脱色、変色することがあるため注意してください。

商品情報

■成分

成分名	薬液100mL中
日局エタノール	83mL
日局精製水	適量
脱脂綿	0.32g

■効能・効果

手指・皮膚の洗浄・消毒

■用法・用量

そのまま手指・皮膚に塗布又は塗擦する。

関連商品



指定医薬部外品

アルウェッティ®Box-E

- 4種類の入数から選べるため、診療科ごとの使用量に合わせて、経済的に使用できます。(32枚入、50枚入、100枚入、200枚入)



指定医薬部外品

アルウェッティ®one2-E

- 単包タイプの1枚入りエタノール含浸綿です。
- 持ち運びに便利な100包入りと、物流管理や処方時に便利な3000包入りから用途に合わせてお選びいただけます。

商品規格

■アルウェッティ®one2-E

指定医薬部外品

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード
31078	アルウェッティ®one2-E 4cm×4cm 2枚入(100包)	販売単位 120 × 70 × 105	270.0g	36箱	4971032310787
		外装 443 × 234 × 378	10.6kg		14971032310784
31079	アルウェッティ®one2-E 4cm×4cm 2枚入(3000包)	販売単位 558 × 142 × 358	8.0kg	—	4971032310794
		外装 —	—		14971032310791

■販売名:酒精綿GⅡプラス ■承認番号:22200DZX01614000

◇商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / support@osakimedical.co.jp

取扱店