

フィルタ

販売名:インターサージカルフィルタ
届出番号:27B1X00116000245

フィルトレーションにレンジ幅を持たせた豊富なバリエーション



	1	2	3	4	5
カタログ番号	1944000	1544000	1544007	1644000	1690000
製品名	フィルタガード	クリアガード3	クリアガード3	クリアガードミニディ	フローガード
規格	—	—	—	—	—
バクテリア除去率 (%)	>99,9999	>99,99	>99,99	>99,999	>99,999
ウイルス除去率 (%)	>99,999	>99,99	>99,99	>99,99	>99,99
フィルタ方式	静電式	静電式	静電式	静電式	静電式
死腔量 (mL)	67	60	59	34	80
流量抵抗 (cmH ₂ O, 30L/min)	1.0	0.9	0.9	0.7	0.4
流量抵抗 (cmH ₂ O, 60L/min)	2.3	1.9	1.9	1.8	0.8
重さ (g)	40	28	27	19	27.8
患者側ポート	22M/15F	22M/15F	22M/15F	22M/15F	22M
機械側ポート	22F	22F/15M	22F/15M	22F	22F
圧力ポート	—	○	—	○	—
包装単位	70入	30入	30入	100入	50入
滅菌	—	—	—	—	—

	6	7	8	9
カタログ番号	1745000	1790000	1344000S	1344007S
製品名	ハイドロガードミニ	エアーガード	インターガード	インターガード
規格	—	—	—	ポート無し
バクテリア除去率 (%)	>99,99999	>99,99999	>99,999	>99,999
ウイルス除去率 (%)	>99,9999	>99,9999	>99,998	>99,998
フィルタ方式	機械式	機械式	静電式	静電式
死腔量 (mL)	63	120	42	41
流量抵抗 (cmH ₂ O, 30L/min)	1.3	0.9	0.8	0.8
流量抵抗 (cmH ₂ O, 60L/min)	2.9	1.9	2.0	2.0
重さ (g)	30	56	23	22
患者側ポート	22M/15F	22M/15F	22M/15F	22M/15F
機械側ポート	22F/15M	22F	22F/15M	22F/15M
圧力ポート	○	—	○	—
包装単位	40入	50入	50入	50入
滅菌	—	—	エチレンオキシドガス滅菌	エチレンオキシドガス滅菌