

フィルター付

一般用 20滴≒1mL

医療機器承認番号 15900BZZ00954000

品 種	品 種	点滴量	三方活栓	Y字管	フィルター	備 考
TIS2-F1	ひん針 静脈針	20滴≒1mL	—	—	フィルター 0.2μm 板クレメン付	—
	—	—	全 長 1750mm	コード 21130	包装単位 10本/箱 5箱/ケース	

小児用 60滴≒1mL

医療機器承認番号 15900BZZ00954000

品 種	品 種	点滴量	三方活栓	Y字管	フィルター	備 考
TIS-F3P	ひん針 静脈針	60滴≒1mL	—	—	フィルター 0.2μm 板クレメン付	—
	—	—	全 長 2050mm	コード 02702	包装単位 10本/箱 5箱/ケース	
TIS-F4P	ひん針 静脈針	60滴≒1mL	三方活栓 ×2	—	フィルター 0.2μm エックスステーション チューブ RX2-FL30付 板クレメン付	—
	—	—	全 長 1750mm	コード 02703	包装単位 10本/箱 5箱/ケース	

トップ定量筒付輸液セット

医療機器承認番号 15800BZZ00608000



品 種	品 種	点滴量	三方活栓	Y字管	定量筒	備 考
TIS-56MS	ひん針 静脈針	60滴≒1mL	—	—	100mL	エア針付
	—	—	全 長 1500mm	コード 02904	包装単位 10本/箱 6箱/ケース	
TIS-56MS-HP	ひん針 静脈針	60滴≒1mL	—	—	100mL	輸液ポンプ用 エア針付
	—	—	全 長 2000mm	コード 02944	包装単位 10本/箱 6箱/ケース	

トップ連結管 (連続輸液用)

医療機器届出番号 13B1X00085000056

品 種	品 種	全 長	コード	包装単位
CT-52C	ひん針	400mm	21101	50本/箱 10箱/ケース

備 考

多量の輸液が必要なときに使用します。
薬液等を途中交換することなく一度に補給することができます。

マーク
説明

中間チューブ付
プラスチックひん針

三方活栓 R型

フィルター付

20滴≒1mL
→チューブ素材がPVC (DEHPフリー)。

60滴≒1mL
→チューブ素材がPVC (DEHPフリー)。

クレメンのローラー色 白色=自然滴下用 水色=輸液ポンプ用

TOP Extension Tube

トップ エックスステーションチューブ

さまざまなご要望にお応えする、豊富なバリエーションをご用意しました。

オス端子 (患者様側)

ルーアー (三方活栓付)



ルーアー (三方活栓なし)



フラッシュロック



ロック



固定フラッシュロック
(PVCフリー)



固定フラッシュロック
(ニトログリセリン)



フラッシュロック
(スパイラル)



メス端子 (薬剤側)

三方活栓 R型



三方活栓 L型
(360°)



三方活栓 L型



ロック



ロック (PVCフリー)



ロック
(ニトログリセリン)



ロック
(スパイラル)




フラッシュロック端子のスライド機構

※固定フラッシュロックは除く


未熟児や乳幼児など、ロック端子による固定が難しい場合には、
ロック部をチューブ側にスライドさせることができます。

テーピングとドレッシング材で
しっかり固定できます



DEHPフリーとPVCフリーで
安全性を向上

DEHP可塑剤を使用していないので、
薬液による可塑剤の溶出がありません。



PVCフリーは
PVCに吸着・収着する薬剤の投与に適しています。

