




水溶性フィルムに包まれた凝固剤が内容物を30秒程度でゲル化！※
袋の内側に粘着部があり、使用後はシールして廃棄できます！

ハッピーカバー[®] HAPPYCOVER[®]

PAD[®] 便器用



ベッドパン使用例

対 応
簡易便器、ベッドパン、差込便器



サイズ：縦400×横600mm
材 質：ポリエチレン
入 数：1袋(20枚入)

注文コード **L88-001-01**

品 番 AM001

標準価格 **¥3,000**

RIG[®] 嘔吐用



サイズ：縦250×横250mm
材 質：ポリエチレン
入 数：1袋(20枚入)

注文コード **L88-001-03**

品 番 AM003

標準価格 **¥3,000**

P.P.[®] 男性排尿用



サイズ：縦380×横160mm
材 質：ポリエチレン
入 数：1袋(20枚入)

注文コード **L88-001-02**

品 番 AM002

標準価格 **¥3,000**

※内容物の形状・量など条件によりゲル化する時間は異なります。

※本カタログの表示価格は、メーカー希望小売価格で消費税は含んでおりません。
※印刷の都合上、質感や色が実際の商品と異なる場合があります。
※本カタログに掲載の仕様・形状・価格などは、改良などの理由により、予告なしに変更することがあります。