

# サージドレーン・オープントップ

## Surgidrain-Open Top

### 術後排液ドレナージ

### Post-OP Drainage Appliance

#### 特長

- キャップを開放することにより、貼付した状態で創の観察・処置が可能です。
- ドーム型キャップが、創部を外部の衝撃から保護します。
- 3～5日間、1枚でドレーンから排出される排液を管理できます。



種類	商品コード No.	規格		1函 入数	メーカー希望小売 価格(本体価格)
		袋サイズ(縦×横)	有効径		
ポスト オペ-M	15671	205mm × 130mm	50mm	2枚	¥2,200(¥2,000)
S	15681	175mm × 110mm	30mm	2枚	¥1,760(¥1,600)
M	15682	205mm × 130mm	50mm	2枚	¥1,980(¥1,800)
L	15683	235mm × 150mm	80mm × 60mm	2枚	¥2,200(¥2,000)
LL	15684	280mm × 219mm	150mm × 70mm	2枚	¥2,640(¥2,400)

一般医療機器 / 医療機器届出番号:13B1X00207000009