

タニタ上腕式血圧計

管理医療機器
クラスⅡ 2人×90回
メモリー 上腕式

BP-223

オープン価格

クリップアームカフで誰でも簡単装着

- 2つの業界初*1、低室温お知らせ機能とクリップアームカフ。
- 脈間隔変動マーク*2で脈間隔の変動をお知らせ。
- 直近の測定結果2回の平均値を表示。



BP-223-WH (ホワイト)
4904785 522305

クリップ アームカフ

はさんで巻くだけ、装着の簡単なクリップアームカフ



2ステップで
簡単装着
はさむ
↓
巻く

低室温お知らせ機能

測定する前に室温を自動で測定し、低温(9℃以下)であれば測定の中止を促す機能です。

測定範囲	圧力: 0~300mmHg 脈拍: 40~199拍/分
測定可能上腕周囲	22~33cm

●商品寸法(質量): 約幅93×高さ57×奥行144mm(約228g/乾電池含まず) ●1梱包入数: 12入 ●主な材質: ABS、ポリエステル ●電源: DC6V 単3形アルカリ乾電池4本 ●電池寿命: 約350回 ●主な付属品: 単3形アルカリ乾電池4本、カフ、スタンド ●メモリー機能: 90回分の測定値を2人分記録(最高・最低血圧値、脈拍数、温度) ●一般的名称: 自動電子血圧計 ●販売名: タニタ上腕式血圧計 ●使用目的: 血圧を管理するために最高および最低血圧を非観血的に一般家庭で測定すること。 ●製造販売元: (株)タニタ秋田 ●医療機器認証番号: 227AABZX00085000 ●医療機器分類: 管理医療機器(クラスⅡ)

タニタ上腕式血圧計

管理医療機器
クラスⅡ 1人×60回
メモリー 上腕式

BP-222

オープン価格

ワンプッシュで簡単測定

- 脈間隔変動マーク*2で脈間隔の変動をお知らせ。
- 直近の測定結果2回の平均値を表示。



BP-222-WH (ホワイト)
4904785 522206



測定範囲	圧力: 0~300mmHg 脈拍: 40~199拍/分
測定可能上腕周囲	22~33cm

●商品寸法(質量): 約幅128×高さ70×奥行150mm(約255g/乾電池含まず) ●1梱包入数: 12入 ●主な材質: ABS、ナイロン ●電源: DC6V 単3形アルカリ乾電池4本 ●電池寿命: 約350回 ●主な付属品: 単3形アルカリ乾電池4本、カフ ●メモリー機能: 60回分の測定値を記録(最高・最低血圧値、脈拍数) ●一般的名称: 自動電子血圧計 ●販売名: タニタ上腕式血圧計 ●使用目的: 血圧を管理するために最高および最低血圧を非観血的に一般家庭で測定すること。 ●製造販売元: (株)タニタ秋田 ●医療機器認証番号: 227AABZX00085000 ●医療機器分類: 管理医療機器(クラスⅡ)

タニタ手首式血圧計

管理医療機器
クラスⅡ 1人×90回
メモリー 手首式

BP-213

オープン価格

室温も管理する、ワンランク上の血圧管理

- 業界初*1、低室温お知らせ機能。
- 脈間隔変動マーク*2で脈間隔の変動をお知らせ。
- 直近の測定結果2回の平均値を表示。



BP-213-WH (ホワイト)
4904785 521308



手首を固定できる収納ケース付き。

測定範囲	圧力: 0~300mmHg 脈拍: 40~199拍/分
測定可能手首周囲	12.5~21cm

●商品寸法(質量): 約幅65×高さ87×奥行28mm(約125g/乾電池含まず) ●1梱包入数: 12入 ●主な材質: ABS、ポリエステル ●電源: DC3V 単4形アルカリ乾電池2本 ●電池寿命: 約250回 ●主な付属品: 単4形アルカリ乾電池2本、収納ケース ●メモリー機能: 90回分の測定値を記録(最高・最低血圧値、脈拍数) ●一般的名称: 自動電子血圧計 ●販売名: タニタ手首式血圧計 ●使用目的: 血圧を管理するために最高および最低血圧を非観血的に一般家庭で測定すること。 ●製造販売元: (株)タニタ秋田 ●医療機器認証番号: 227AABZX00086000 ●医療機器分類: 管理医療機器(クラスⅡ)

タニタ手首式血圧計

管理医療機器
クラスⅡ 1人×60回
メモリー 手首式

BP-212

オープン価格

ワンプッシュで簡単測定

- 脈間隔変動マーク*2で脈間隔の変動をお知らせ。
- 直近の測定結果2回の平均値を表示。



BP-212-WH (ホワイト)
4904785 521209



手首を固定できる収納ケース付き。

測定範囲	圧力: 0~300mmHg 脈拍: 40~199拍/分
測定可能手首周囲	12.5~21cm

●商品寸法(質量): 約幅71×高さ84×奥行32mm(約105g/乾電池含まず) ●1梱包入数: 12入 ●主な材質: ABS、ポリエステル ●電源: DC3V 単4形アルカリ乾電池2本 ●電池寿命: 約250回 ●主な付属品: 単4形アルカリ乾電池2本、収納ケース ●メモリー機能: 60回分の測定値を記録(最高・最低血圧値、脈拍数) ●一般的名称: 自動電子血圧計 ●販売名: タニタ手首式血圧計 ●使用目的: 血圧を管理するために最高および最低血圧を非観血的に一般家庭で測定すること。 ●製造販売元: (株)タニタ秋田 ●医療機器認証番号: 227AABZX00086000 ●医療機器分類: 管理医療機器(クラスⅡ)

販売には、特定管理医療機器販売業の「届出」が必要になります。詳しくは都道府県の医療機器担当窓口にお問い合わせください。

*1 2016年5月現在、当社調べ。

*2 脈間隔変動マークとは、脈間隔の変動を検知した場合に表示されます。測定された脈間隔を、測定中の平均値と比較して、チェックします。