

ステアジェル[®]

アロマ

手指衛生遵守率向上の為に…
ふわっと天然アロマが香る手指消毒剤



爽やかな
柑橘系の香り

すっきりとした
ミント系の香り

やさしい
ラベンダー系の香り

指定医薬部外品

●リフレッシュアロマ

販売名：ステアジェルa
承認番号：22500DZX00203000

●リセットアロマ

販売名：ステアジェルc
承認番号：22500DZX00205000

●リラックスアロマ

販売名：ステアジェルb
承認番号：22500DZX00204000

コードNo.	品名	種類	ケース入数	高さ×幅×奥行(単位:mm)/重量	JANコード/ITFコード
023-409801-00	ステアジェル リフレッシュアロマ (販売名:ステアジェルa)	60mL	20本/箱×6箱	【本】110×39×29 約67g	4 987601 459115 14987601459112
				【箱】113×157×155 約1.4kg	
				【梱】135×480×330 約9.2kg	
023-409802-00		300mL	20本	【本】175×73×49 約306g	4 987601 459146 14987601459143
				【－】－－	
				【梱】200×320×285 約6.7kg	
023-409811-00	ステアジェル リラックスアロマ (販売名:ステアジェルb)	60mL	20本/箱×6箱	【本】110×39×29 約67g	4 987601 459122 14987601459129
				【箱】113×157×155 約1.4kg	
				【梱】135×480×330 約9.2kg	
023-409812-00		300mL	20本	【本】175×73×49 約306g	4 987601 459153 14987601459150
				【－】－－	
				【梱】200×320×285 約6.7kg	
023-409821-00	ステアジェル リセットアロマ (販売名:ステアジェルc)	60mL	20本/箱×6箱	【本】110×39×29 約67g	4 987601 535017 14987601535014
				【箱】113×157×155 約1.4kg	
				【梱】135×480×330 約9.2kg	
023-409822-00		300mL	20本	【本】175×73×49 約306g	4 987601 535024 14987601535021
				【－】－－	
				【梱】200×320×285 約6.7kg	
023-409701-00		60mL	20本/箱×6箱	【本】132×32×32 約65g	4 987601 259838 14987601259835
				【箱】136×162×130 約1.4kg	
				【梱】150×417×343 約9.2kg	
023-409702-00	ステアジェル (販売名:ステアジェル)	300mL	20本	【本】175×73×48 約310g	4 987601 259845 14987601259842
				【－】－－	
				【梱】195×316×276 約6.7kg	
023-409703-00		500mL	1本/箱×20箱	【箱】214×104×67 約530g	4 987601 292347 14987601292344
				【－】－－	
				【梱】237×435×363 約11.3kg	

※ 製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

川本産業株式会社

本社/大阪市中央区谷町2丁目6番4号

●お客様相談窓口 ☎06-6943-8956 (10:00～17:00月～金ただし祝祭日を除く)
https://www.kawamoto-sangyo.co.jp

(本社) 06(6943)8213

(名古屋) 052(253)6213

(東京) 03(6666)6134


(広島) 082(554)1617

●ご注文・お問い合わせは


製品特長

1 アロマを楽しむ手指衛生

Q.1 手指衛生は楽しいですか？



Q.2 手指衛生を行いたくなりましたか？



2 天然アロマオイル配合


香料に天然アロマオイルを使用。
天然香料特有のふわっと
良い香りがします。

3 べとつきにくい

頻回に使用しても
べとつきにくく、
良好な使用感です。



4 手にやさしい




保湿成分プロピレングリコールを配合しているため手にやさしいです。


ステアジェルシリーズの塗布前後の皮膚水分量を比較した。被験者の前腕部内側(2cm×2cm)にそれぞれの手指消毒剤を40μL塗布し、塗布前と塗布5分後に皮膚水分計にて皮膚水分量を測定した。塗布前の皮膚水分量と、塗布5分後の皮膚水分量の差を示した。

(当社調べ：EEMCOの保湿評価法に準拠)

5 優れた消毒効果



【消毒前】



【消毒後】

有効成分のエタノールにより優れた消毒効果を発揮します。

バームスタンプ法にて処理(約2mLのステアジェル使用)前後の汚染度判定を行い、比較した。(当社調べ)

殺菌効果試験 試験液1mL当たりの生菌数測定結果

試験菌	接種菌数 (CFU/mL)	ステアジェル、ステアジェル(リフレッシュアロマ／リラックスアロマ／リセットアロマ) 共通	
		作用発現時間	減少率(%)
HA-MRSA (ATCC BAA-1699, USA100) (院内感染型メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)	8.5×10 ⁵	≤15秒	>99.999
CA-MRSA (ATCC BAA-1680, USA300) (市中感染型メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)	8.5×10 ⁵		
VRE (ATCC51299) (バイコマイシン耐性腸球菌)	5.5×10 ⁵		
<i>Serratia marcescens</i> (ATCC14756) (セラチア菌)	1.2×10 ⁶		
<i>Escherichia coli</i> (ATCC11229) (大腸菌)	1.0×10 ⁵		
ESBL 産生 <i>E. coli</i> (臨床分離株: ST131, CTX-M15) (基質特異性拡張型βラクタマーゼ産生大腸菌)	1.0×10 ⁵		
カルバペネム耐性 <i>K. pneumonia</i> (ATCC BAA-1705, KPC) (カルバペネム耐性肺炎桿菌)	2.6×10 ⁵		
カルバペネム耐性 <i>K. pneumonia</i> (ATCC BAA-2146, NDM-1) (カルバペネム耐性肺炎桿菌)	2.3×10 ⁵		
MDRP (臨床分離株) (多剤耐性緑膿菌)	2.8×10 ⁵		
MDRA (臨床分離株) (多剤耐性アシネトバクター)	3.4×10 ⁵		

試験菌株をトリプチケースイ寒天培地で35℃、24時間培養後、ペプトン生理食塩水で菌液を調整した。調整した菌液にステアジェルを15秒作用させた試験液を、トリプチケースイ寒天培地に塗布して生菌数を測定した。(当社調べ)

天然アロマオイルとは

ステアジェル(アロマ)に配合している、「生活の木」の天然アロマオイルについて、ご紹介します。

リフレッシュアロマ
(爽やかな柑橘系)

グレープフルーツ
前向きで明るい気分をもたらす
レモングラス
集中力を取り戻す
ライム
気分をすっきりとさせる



リラックスアロマ
(やさしいラベンダー系)

ラベンダー
やさしく心癒される
オレンジスイート
心を元気にする
グレープフルーツ
前向きで明るい気分をもたらす



リセットアロマ
(すっきりとしたミント系)

ミント
気分を転換する
ライム
気分をすっきりとさせる
ユーカリ
気持ちをリセットする



※ステアジェルの効能・効果を示すものではありません。また、イラストは香りのイメージです。



※本品は「生活の木」のアロマオイルを配合していますが、「生活の木」の商品ではありません。

ツール

各種ツールをご用意しております。

ストラップ



ウェストホルダー



フックタイプホルダー



無香料タイプ



無香料のゲル状の速乾性擦式手指消毒剤です。

- 連続して使用しても、べとつきが少ないです。
- 保湿成分プロピレングリコールを配合しています。
- 有効成分のエタノールにより、優れた手指消毒効果を有します。

指定医薬部外品

販売名：ステアジェル
承認番号：21900DZX00441000