



THE TOP IN QUALITY
for all areas of healthcare

トップ麻酔関連製品 総合カタログ

相互接続防止コネクタ規格ISO80369-6対応品

麻酔 相互接続防止コネクタ
ISO 80369-6




TOP ANESTHESIA
RELATED PRODUCT
CATALOGUE

トップ LORガラスシリンジ (ISO80369-6対応品)

手に伝わる感覚を追求しており、硬膜外ブロックを安心サポート

摺動性と気密性を高いレベルで両立

- 内筒に1/1000mm単位の超微細加工を施しており、従来のトップ硝子注射筒と比較し、内筒の初動抵抗値を40%低減しました。
- 抵抗消失の瞬間を逃がすことなく捉える、高い“レスポンス”を実現しています。



安心・安全の追求

- 研磨剤を一切使用しない独自の加工方法で製造しています。研磨剤微粒子が注入されることはありません。

適度な重量感が“持ち易さ”を実現

- ガラスの適度な重さが安定した手技をサポートします。

カスタムキット対応商品

- 弊社指定の硬膜外針、消毒部材と組み合わせることが可能です。(組み合わせ自由)

販売名:トップLORガラスシリンジ
医療機器届出番号:13B1X00085000087

商品コード	容量	先端形状	入数
23052※	2mL (SB)	スリップタイプ	5本/箱
23053※	3mL (SB)		
23048	5mL (SB)		
23049※	2mL (SB)	ロックタイプ	
23050※	3mL (SB)		
23051※	5mL (SB)		

※印の製品は受注生産となります。

トップ 硬膜外針 (ISO80369-6対応品)

適度なコシと切れがあり良好な穿刺抵抗を実現

- ワンショット用と硬膜外針麻酔用カテーテル用の2タイプを用意しております。
- 針先は、直進性を重視したバックポイントと適度な穿刺抵抗に拘ったフラットポイント、フーバーポイントがございます。
- フーバーポイントは、刃面内側を滑らかに加工することにより、カテーテル切断リスクを軽減しました。



販売名:トップ硬膜外針
医療機器承認番号:21700BZZ00216000

サイズ	カラーコード	針先形状	針長			用途	入数
			60mm	70mm	80mm		
17G	バイオレット	フーバーポイント	—	—	23032	カテーテル用	10本/箱
18G	ピンク	フーバーポイント			23033		
20G	イエロー	バックポイント	23028※	23020※	23021※	ワンショット用	
		フラットポイント	23029※	23024	23025※		
		フーバーポイント	—	—	23034		
22G	ブラック	バックポイント	23030※	23022	23023		
		フラットポイント	23031	23026	23027		
		フーバーポイント	—	—	23035		

※印の製品は受注生産となります。

トップ 持続硬膜外麻酔用カテーテル (ISO80369-6対応品)

コシの異なるレギュラータイプ・ソフトタイプの2タイプを用意

- カテーテルの先端部側孔は2孔式で、先端より5cmから15cmまでは1cmごと、さらに20cmの位置にも目盛りが付いております。
- 付属のコネクタはしっかり締めてもキンクしにくい構造となっています。

販売名:トップ持続硬膜外麻酔用カテーテル
医療機器承認番号:15800BZZ00256000


商品コード	規格	カテーテル硬度	サイズ(内径×外径)	入数
21609	17G	レギュラータイプ	0.6mm×1.0mm	10本/箱
21610	18G		0.5mm×0.8mm	
21611	17G	ソフトタイプ	0.6mm×1.0mm	
21612	18G		0.5mm×0.8mm	



トップスパイナル針 (ISO80369-6対応品)

なめらかな穿刺と適度なコシの強さ

- 切れ味の良いフインキーポイントと脊椎麻酔後頭痛 (PDPH) のリスクを軽減するペンシルポイントの2タイプを取り揃えております。



販売名:トップスパイナル針
医療機器承認番号:15800BZZ00085000

サイズ	カラーコード	針長(三方活栓なし)		針長(三方活栓付き)		入数
		70mm	89mm	70mm	89mm	
18G	ピンク	02023	02024	02115	02116	20本/箱
19G	クリーム	02025	02026	02117	02118	
20G	イエロー	02027	02028	02119	02120	
21G	グリーン	02029	02030	02121	02122	
22G	ブラック	02031	02032	02123	02124	
23G	ブルー	02033	02034	02125	02126	
25G	オレンジ	02035	02036	02127	02128	
27G	グレー	02037	02038	-	-	

フインキーポイント用ガイド針

	カラーコード	サイズ	針長	商品コード	入数
27G用	ブラック	22G	32mm	02017	20本/箱

ペンシルポイント(ガイド針付)

サイズ	カラーコード	針長	ガイド針	商品コード	入数
25G	オレンジ	89mm	20G×27mm	02042	20本/箱
27G	グレー		22G×27mm	02043	

※ガイド針はISO80369-6 (小口径) に対応しておりません。

トップ 脊椎麻酔キット / トップ 麻酔準備キット (ISO80369-6対応品)

脊椎麻酔及び硬膜外麻酔に必要なスタンダードキットからカスタムキットまで

- キット化による安全・効率の見直しをサポートします。
- 洗浄、滅菌、ピッキング作業、在庫管理などにかかる時間を削減することで本来の業務に専念できます。
- 医療現場のニーズに合わせたカスタムキットも提供できます。

トップ脊椎麻酔キット (脊椎麻酔用 スタンダードキット)



<構成内容>
スパイナル針 [ISO80369-6対応品] 1本
吸上針 18G×36mm [ISO80369-6対応品] 1本
注射針 18G×1 1/2R.B. 1本
注射針 25G×1R.B. 1本
プラスチックシリンジ5mL スリッパタイプ [ISO80369-6対応品] 1本
プラスチックシリンジ5mL ロックタイプ 1本
綿球φ30mm 4個
カップ(小) 2個
鉗子 1本
絆創膏 1枚
不織布ガーゼ(4折) 2枚
トレイ 脊椎麻酔規格タイプ 1枚
ラッパ―60cm×60cm 1枚
ドレーブ90cm×90cm φ12cm 1枚

販売名:トップ脊椎麻酔キット
医療機器承認番号:21600BZZ00001000

商品コード	品番	スパイナル針 フインキーポイント	穴開きドレープ	入数
23036	TSK-2270(SB)	22G×70mm	同梱なし	5キット/箱
23037	TSK-2370(SB)	23G×70mm		
23038	TSK-2570(SB)	25G×70mm		
23039	TSK-2270D(SB)	22G×70mm	90cm×90cm φ12cm	
23040	TSK-2370D(SB)	23G×70mm		
23041	TSK-2570D(SB)	25G×70mm		

トップ麻酔準備キット (硬膜外麻酔用 スタンダードキット)



<構成内容>
硬膜外針 [ISO80369-6対応品] 1本
硬膜外麻酔用カテーテル [ISO80369-6対応品] 1本
カテーテルガイド [ISO80369-6対応品] 1個
カテーテルコネクター [ISO80369-6対応品] 1個
フィルター(孔径0.2μm) [ISO80369-6対応品] 1個
LORガラスシリンジ5mL(スリッパタイプ) [ISO80369-6対応品] 1本
トレー 1枚

販売名:トップ麻酔準備キット
医療機器承認番号:21700BZZ00472000

商品コード	品番	硬膜外針	硬膜外用カテーテル	入数
23044	MJ-BK17(SB)	17G	レギュラータイプ 内径:0.6mm 外径:1.0mm	5キット/箱
23045	MJ-BK18(SB)	18G	レギュラータイプ 内径:0.5mm 外径:0.8mm	
23046	MJ-BK17S(SB)	17G	ソフトタイプ 内径:0.6mm 外径:1.0mm	
23047	MJ-BK18S(SB)	18G	ソフトタイプ 内径:0.5mm 外径:0.8mm	

トップ シリンジ (ISO80369-6対応品)

相互接続防止コネクタ規格ISO80369-6対応のプラスチックシリンジです。

- 先端形状はスリップタイプとロックタイプの2タイプを用意しております。



販売名:トップシリンジ
医療機器届出番号:13B1X00085000021

容量	スリップタイプ	ロックタイプ	入数
2.5mL (SB)	00939	00932	100本/箱
5mL (SB)	00940	00933	
10mL (SB)	00941	00934	
20mL (SB)	00942	00935	50本/箱
30mL (SB)	00943	00936	25本/箱
50mL (SB)	00944	00937	

トップ 三方活栓 (ISO80369-6対応品)

相互接続防止コネクタ規格ISO80369-6対応の三方活栓です。

販売名:トップ三方活栓
医療機器認証番号:15600BZZ01360000

商品名	商品コード	入数
L型フラッシュロック360 (L1-360FL)SB	01367	20個/箱



トップ 麻酔用エクステンションチューブ (ISO80369-6対応品)

相互接続防止コネクタ規格ISO80369-6対応のエクステンションチューブです。

- オス端子は固定フラッシュロックになっており、ロック端子のみが回転するため、接続時にチューブのねじれを防止できます。
- チューブはPVCと薬剤の吸着・収着対策に適したPVCフリーの2タイプを用意しております。



販売名:トップ麻酔用エクステンションチューブ
医療機器承認番号:23000BZX00229000

品 種	商品コード	チューブ材質	三方活栓	チューブ径 (内径×外径)	内容量	チューブ長	入数
X1-FL50NP(SB)	15823	ポリブタジエン (PVCフリー)	—	X1(1.1×2.1mm)	0.6mL	50cm	50本/箱
X2-FL50NP(SB)	15825			X2(2.2×3.5mm)	2.0mL	100cm	
X1-FL100NP(SB)	15824			X1(1.1×2.1mm)	1.1mL		
X2-FL100NP(SB)	15826			X2(2.2×3.5mm)	3.9mL		
LX2-FL50 (360)NP(SB)	01578		○	X2(2.2×3.5mm)	2.1mL	50cm	20本/箱
X1-FL50(SB)	03374	ポリ塩化ビニル (DEHPフリー)	—	X1(1.1×2.1mm)	0.6mL	50cm	50本/箱
X2-FL50(SB)	03377			X2(2.2×3.5mm)	2.0mL	100cm	
X1-FL100(SB)	03375			X1(1.1×2.1mm)	1.1mL		
X2-FL100(SB)	03378			X2(2.2×3.5mm)	3.9mL		
X1-FL150(SB)	03376			X1(1.1×2.1mm)	1.5mL	150cm	
LX1-FL50(360)(SB)	03370		○	X1(1.1×2.1mm)	0.7mL	50cm	20本/箱
LX2-FL50 (360)(SB)	03372			X2(2.2×3.5mm)	2.1mL	100cm	
LX1-FL100(360)(SB)	03371			X1(1.1×2.1mm)	1.2mL		
LX2-FL100(360)(SB)	03373			X2(2.2×3.5mm)	4.0mL		

トップ 吸上針 (ISO80369-6対応品)

相互接続防止コネクタ規格ISO80369-6対応の吸上針です。

販売名:トップ吸上針
医療機器届出番号:13B1X00085000132

商品コード	商品名	入数
23060	トップ吸上針 (SB) 18G×36mm	50本/箱



トップ 腰椎穿刺キット (ISO80369-6対応品)

髄液圧測定に役立つプラスチック製のマノメーターと三方活栓付きスパイナル針、試験管のセットです。

- マノメーターは1cm間隔に目盛を付け、5、10、15、20、25、30cmの目盛は太線となっておりますので、髄液圧の測定が容易にできます。



販売名:トップ 腰椎穿刺キット
医療機器承認番号:30100BZX00040000

商品コード	商品名	入数	内容品
01706	腰椎穿刺キット 20G×70mm(SB)	10セット/箱	トップスパイナル針三方活栓付き20G×70mm1本、マノメーター1本、試験管2本、キャップ2個
01707	腰椎穿刺キット 21G×70mm(SB)	10セット/箱	トップスパイナル針三方活栓付き21G×70mm1本、マノメーター1本、試験管2本、キャップ2個
01708	腰椎穿刺キット 22G×70mm(SB)	10セット/箱	トップスパイナル針三方活栓付き22G×70mm1本、マノメーター1本、試験管2本、キャップ2個
01709	腰椎穿刺キット 23G×70mm(SB)	10セット/箱	トップスパイナル針三方活栓付き23G×70mm1本、マノメーター1本、試験管2本、キャップ2個

トップ 腰椎穿刺キット用マノメーター (ISO80369-6対応品)

髄液圧測定に役立つプラスチック製のマノメーターです。

- 1cm間隔に目盛を付け、5、10、15、20、25、30cmの目盛は太線となっておりますので、髄液圧の測定が容易にできます。



販売名:トップ 腰椎穿刺キット
医療機器承認番号:30100BZX00040000

商品コード	商品名	入数	内容品
01710	腰椎穿刺キット マノメーター 300mm(SB)	5セット/箱	マノメーター1本

●ご使用にあたっては、必ず添付文書をご一読ください。 ●製品改良に伴い予告なく仕様、外観などを変更させて頂く場合がありますので、ご了承ください。

製造販売業者
株式会社トップ
本社:〒120-0035
東京都足立区千住中居町19番10号