


Lustromedic 腔鏡 (滅菌済)

Disposable Sterile Vaginal Speculum

Single Use Only ・ 単回使用

一般医療機器



Lustromedic 腔鏡 (SS ロング)
MC2002

- 入数：25 個入 ●サイズ：142×43×102 mm
- 原材料：本体 / ポリカーボネート、くちばし部 / 熱可塑性エラストマー、固定棒・留具 / ポリプロピレン
- 滅菌方法：EOG 滅菌
- 届出番号：24B2X10011000002
- JAN コード：
- (N) 49-01126-20123-3



Lustromedic 腔鏡 (S)
MC3001

- 入数：25 個入 ●サイズ：148×50×115 mm
- 原材料：本体 / ポリカーボネート、くちばし部 / 熱可塑性エラストマー、固定棒・留具 / ポリプロピレン
- 滅菌方法：EOG 滅菌
- 届出番号：24B2X10011000002
- JAN コード：
- (N) 49-01126-30113-1



(N) ナチュラル

Lustromedic 腔鏡 (S ロング)
MC3002

- 入数：25 個入 ●サイズ：163×50×115 mm
- 原材料：本体 / ポリカーボネート、くちばし部 / 熱可塑性エラストマー、固定棒・留具 / ポリプロピレン
- 滅菌方法：EOG 滅菌
- 届出番号：24B2X10011000002
- JAN コード：
- (N) 49-01126-30123-0

Lustromedic 腔鏡はプラスチック製の腔鏡です。

患者様に接触する部分であるくちばし部はゴムのように柔らかい素材を使用し、本体には硬さのある素材を使用し、強度を持たせました。

冷たさも感じにくい構造と、適度な重量感により扱いやすい操作性に設計しました。

人にやさしい検査器具
安全・安心をかたちにしました




日本製

IWASAKI INDUSTRY INC.

MADE IN JAPAN

操作方法



ワンタッチでロック、ロック解除




固定・ロック
留具を押し下げる




ロック解除
留具を押し上げる

硬度の異なる 二つの樹脂を一体に




【図】
部品名称と寸法位置



詳細寸法

品番	サイズ	ぐちばし部 参考 サイズ		
		幅	厚さ	長さ
MC2002	SS ロング	17 mm	12 mm	105 mm
MC3001	S	22 mm	13 mm	105 mm
MC3002	S ロング	22 mm	13 mm	120 mm



商品名：Lustromedic 膝鏡 (SS ロング、S、S ロング)

●原材料：本体 / ポリカーボネート、ぐちばし部 / 熱可塑性エラストマー、固定棒・留具 / ポリプロピレン

品番	カラー	サイズ	入数	販売単位	定価(税別)	JAN CODE
MC2002	(N) ナチュラル	(SS ロング) 142×43×102 mm	1箱 25個入	1箱	15,000円	4 901126 201233
MC3001	(N) ナチュラル	(S) 148×50×115 mm	1箱 25個入	1箱	15,000円	4 901126 301131
MC3002	(N) ナチュラル	(S ロング) 163×50×115 mm	1箱 25個入	1箱	15,000円	4 901126 301230

※ケース単位(メーカー出荷単位):4箱

岩崎工業株式会社 IWASAKI INDUSTRY INC.

製造販売業者：岩崎工業株式会社 三重プラント
〒515-0053 三重県松阪市広陽町10
TEL 0598-29-6797 FAX 0598-29-1911

医療機器製造業登録番号 24BZ200037
第二種医療機器製造販売業許可番号 24B2X10011

日本製

MADE IN JAPAN

取扱店