

I字スリットタイプ

●固定用テープ：2本 記録用テープ：1本

商品コード	JANコード	品番	入数	形状・サイズ
21-091	4987458210914	NSD10WAIVS-1	100枚/箱	 50×60mm
21-097	4987458210976	NSD10WAIVS-3s	100枚/箱	 65×70mm
21-094	4987458210945	NSD10WAIVS-4	100枚/箱	 70×85mm
21-098	4987458210983	NSD10WAIVS-5s	50枚/箱	 90×120mm

●固定用テープ：1本 記録用テープ：1本

商品コード	JANコード	品番	入数	形状・サイズ
21-093	4987458210938	NSD10WAIVS-3	100枚/箱	 65×70mm
21-095	4987458210952	NSD10WAIVS-5	50枚/箱	 90×120mm

V字スリットタイプ

●固定用テープ：1本 記録用テープ：1本

商品コード	JANコード	品番	入数	形状・サイズ
21-092	4987458210921	NSD10WAIVS-2	100枚/箱	 60×70mm
21-096	4987458210969	NSD10WAIVS-6	50枚/箱	 100×120mm



救急絆創膏

サージット® 10 WAIVS

医療機器届出番号：43B2X00005000123
医療機器クラス分類：クラスI（一般医療機器）



ウレタンゲル粘着剤 (ポリウレタンフィルム部分)

- 柔らかい
- 高い密着力

10μmの ポリウレタンフィルム




- 柔らかい
- 伸びが良い
- 蒸れにくい

アクリル系粘着剤 (不織布部分)

- 高い粘着力


2種類の粘着剤を使用することで、
「フィルムの薄さ」「皮膚へのなじみやすさ」を活かしたまま
より強い粘着力を実現しました。

粘着力*




・ 刺入部付近の皮膚への負担を抑えたまま、より剥がれにくくしました。

透湿性*



・ 30μmのフィルムと比較して、高い透湿性を実現。

密着性*



・ ウレタンゲル粘着剤により、高い密着性を実現。

貼り方の一例

留置針の固定に



留置針の固定 (NSD10WAIVS-3sを使用)



翼付きの留置針の固定 (NSD10WAIVS-4 を使用)

- 記録用テープは貼付日の記録用以外にも、延長チューブ等の固定用テープとしてもご使用いただけます。
- 2枚の固定用テープにより、翼付きの留置針の翼部固定もしっかりと行えます。
- 小児の留置針の固定にも使用できる、小さなサイズもラインナップしております。

中心静脈カテーテルの固定に



PICCの固定 (NSD10WAIVS-5を使用)



内頸でのCVカテーテルの固定 (NSD10WAIVS-6を使用)

- 大きなサイズもラインナップしており、中心静脈カテーテルの刺入部位にもご使用いただけます。
- 太めの固定用テープにより、中心静脈カテーテルや延長チューブのループ固定もしっかりと行えます。
- 10μmのフィルムにより、頸部等のしわがよりやすい部位においても刺入部の視認性が良好です。