



届出番号：23B3X00017000095

医 03 手術用手袋及び指サック

一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 70976000

未滅菌



再使用禁止

販売名:ハセメンニトリルグローブ

ディスポーザブルハセメンニトリルグローブ

Disposable Hasemen Nitrile Glove



手袋カラー:ブルー




手袋カラー:ホワイト



●ハセメンニトリルグローブの特徴

- 薄手で装着感を重視したニトリル手袋です。
- パウダーフリー、ラテックスフリーです。
- 指先は滑り止め加工済です。
- 本製品は一般医療機器です。

パッケージ天面



1枚ずつ取り出し易い2段階開封口を採用

■仕様(ブルー・ホワイト)

サイズ	XSサイズ	Sサイズ	Mサイズ	Lサイズ
全 長 +10mm、-0mm	230mm			
手のひらまわり ±10mm	80mm	85mm	95mm	110mm
引 張 強 度	老化前 ≥ 14MPa		老化後 ≥ 14MPa	
最 大 伸 長 度	老化前 ≥ 500%		老化後 ≥ 400%	

■規格

製 品 名	ハセメンニトリルグローブ			
カ ラ ー	ブルー		ホワイト	
サイズ・製品コード	XSサイズ	423535	XSサイズ	423054
	Sサイズ	423504	Sサイズ	423061
	Mサイズ	423511	Mサイズ	423078
	Lサイズ	423528	Lサイズ	423085
材 質	合成ゴム(ニトリルゴム)			
箱 サ イ ズ	240 × 125 × 80mm			
カ ー ト ン サ イ ズ	420 × 270 × 260mm			
入 数	200枚入 / 箱 × 10箱			

※指先がフィットしない場合は、1ランク小さいサイズを使用してください。

■ASTM D6978 抗がん剤浸透試験実施済

試験薬剤	濃度	透過時間
シクロホスファミド	20.0mg/mL	>240分
エトポシド	20.0mg/mL	>240分
フルオロウラシル	50.0mg/mL	>240分
パクリタキセル	6.0mg/mL	>240分
ピンクリスチン硫酸塩	1.0mg/mL	>240分
ブレオマイシン	15.0mg/mL	>240分
シタラビン	100.0mg/mL	>240分
イダルビシン	1.0mg/mL	>240分

※一部抜粋

■EN16523-1 化学物質浸透試験実施済

試験薬剤	濃度	透過時間
水酸化ナトリウム	40%	>480分

■ASTM F1671 血液由来病原体透過性試験実施済

■ISO10993-10 感作性試験実施済

【製造販売元】

株式会社長谷川綿行

〒481-0013 愛知県北名古屋市中子四反地 977-2

TEL. 0568-24-1911 FAX. 0568-24-0466

URL. <https://www.hasemen.co.jp/>

【代理店】