


翼状針 スカルプベインセット

スムーズな穿刺操作と安定した静脈留置

- ◆ ウイングは適度な柔軟性があり、つまみやすく、固定しやすい形状。
- ◆ 18～23Gは肉薄のスーパーシンウォール針を採用。
- ◆ ゲージ別にカラーコード化されたウイングはISO規格に適合。
- ◆ チューブの長さは35cm。

▽補足説明はこちら

▶ 針の長さについて ▶ カラーコードについて



Q 拡大

品番	JANコード	ゲージ	ウイングカラー	針の長さ	梱包単位	添付文書
JV-SV18L	4987494022588	18G(1.2mm)	pink ピンク	3/4"(19mm)	50本×20箱=1,000本	Q
JV-SV19L	4987494022595	19G(1.1mm)	cream クリーム	3/4"(19mm)	50本×20箱=1,000本	Q
JV-SV20L	4987494022601	20G(0.9mm)	yellow イエロー	3/4"(19mm)	50本×20箱=1,000本	Q
JV-SV21L	4987494022618	21G(0.8mm)	deep green ディープグリーン	3/4"(19mm)	50本×20箱=1,000本	Q
JV-SV22L	4987494022632	22G(0.7mm)	black ブラック	3/4"(19mm)	50本×20箱=1,000本	Q
JV-SV23L	4987494022656	23G(0.6mm)	deep blue ディープブルー	3/4"(19mm)	50本×20箱=1,000本	Q
JV-SV24L	4987494022670	24G(0.55mm)	medium purple ミディアムパープル	3/4"(19mm)	50本×20箱=1,000本	Q
JV-SV25L	4987494022687	25G(0.5mm)	orange オレンジ	3/4"(19mm)	50本×20箱=1,000本	Q
JV-SV27	4987494022700	27G(0.4mm)	medium grey ミディアムグレー	1/2"(13mm)	50本×20箱=1,000本	Q

一般的名称：単回使用一般静脈用翼付針 販売名：JMSスカルプベインセット 医療機器認証番号：14900BZZ00244000

滅菌方法：エチレンオキシド滅菌

製造販売業者：株式会社ジェイ・エム・エス