




止血弁つき

スーパーストンプ

止血弁付きなので、圧迫止血が不要となり、
手技が容易になりました。

- 穿刺手技中の血液暴露を抑えます。







圧迫止血不要*

*カテーテル内蔵の止血弁により漏血を防ぎます。

*圧迫止血補助弁による止血効果は血圧20mmHgで10秒程度を目安としております。



ライン接続時に止血弁が開放されるため輸液・輸血をスムーズに行えます。

製品規格表

カテーテルゲージ		18G		20G		22G		24G
カラーコード		深緑		ピンク		濃紺		黄色
内針ゲージ		20G		22G		24G		27G
カテーテル	外径 mm	1.3		1.1		0.9		0.7
	内径 mm	0.9		0.7		0.6		0.4
	長さ(mm)	11/4(31)	2(51)	11/4(31)	2(51)	1(25)	11/4(31)	3/4(19)
製品コード		HP1831	HP1832	HP1833	HP1834	HP1835	HP1836	HP1837
品番		18G ZtuX1 ¹ / ₄ V(IC)	18G ZtuX2 ¹ / ₄ V(IC)	20G ZtuX1 ¹ / ₄ V(IC)	20G ZtuX2 ¹ / ₄ V(IC)	22G ZtuX1 ¹ / ₄ V(IC)	22G ZtuX1 ¹ / ₄ V(IC)	24G ZtuX ³ / ₄ V(IC)
JANコード		4543527203319	4543527203326	4543527203333	4543527203340	4543527203357	4543527203364	4543527203371

EOG滅菌(100本/箱)

販売名:スーパーキース 医療機器認証番号:15600BZZ00792000
管理医療機器 プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針

ご使用前に製品の添付文書を確認の上、記載されている説明に従って正しく使用してください。



メディキット株式会社

発売元/メディキット株式会社 〒113-0034 東京都文京区湯島1-13-2 TEL.03-3839-0201

製造販売元/東郷メディキット株式会社 〒883-0062 宮崎県日向市大字日和屋字亀川17148-6 TEL.0982-53-8000

営業所/東京・札幌・仙台・埼玉・千葉・八王子・横浜・名古屋・金沢・京都・関西・神戸・広島・松山・福岡・宮崎 流通倉庫/千葉県佐倉市・宮崎県日向市

URL:<http://www.medikit.co.jp/>

URL:<https://www.togomedikit.co.jp/>