



MMI[®] 気管吸引キット(喀痰容器)

フィルター型は、痰等のエアーラインへの混入を防止します。


- 容量は10mℓ、50mℓの2種類あります。※
- 10mℓタイプは2.5mℓごと、50mℓタイプは5mℓごとに目盛が付いており、採取量を確認できます。※
- 各セットに予備コネクターが付属しています。※

※平底ボトルタイプは除く

ノンフィルター型

フィルター型

フィルター型
平底ボトル



フィルターイメージ

スぺアーキャップ使用時

付属品



スぺアーキャップ

★平底ボトルは本体底部に付属し、カラー・形状が異なります。



ネームラベル



予備コネクター

付属品	(NF・MK) スぺアーキャップ、ネームラベル、予備コネクター (FB-25) スぺアーキャップ、ネームラベル
滅菌状態	EOG滅菌済

注文コード	品番	規格	容量	入数	標準価格
502-005-63	NF-10	ノンフィルター型	10mℓ	1箱(50本入)	¥20,000
502-005-64	NF-50	ノンフィルター型	50mℓ	1箱(10本入)	¥6,000
502-005-61	MK-10	フィルター型	10mℓ	1箱(50本入)	¥21,000
502-005-62	MK-50	フィルター型	50mℓ	1箱(10本入)	¥6,500
502-003-70	FB-25	フィルター型 平底ボトル	25mℓ	1箱(10本入)	¥4,700

吸引カテーテル付の採取容器です。


- 吸引カテーテルの先端付近には側孔が2つあります。
- コネクターは、吸引カテーテルのサイズを示す JIST3251のカラーコード表示をしています。
- コネクターの吸引圧調整口により、吸引圧の微調整が可能です。
- 採取容器は遠沈管となっており、キャップを付け替えることでそのまま遠心機に使用可能です。
- フィルター付。

フィルター型



10mℓ

10mℓ



フィルターイメージ

カテーテルの
先端付近に
側孔が2つ
あります。

吸引カテーテル先端

付属品



スペアキャップ



ネームラベル

付属品	スペアキャップ、ネームラベル
滅菌状態	EOG滅菌済

注文コード	品番	規格	容量	吸引カテーテルサイズ	カテーテル長	カラーコード	入数	標準価格
502-003-73*	MT12-10	フィルター型	10mℓ	4.0mm(12Fr)	545mm	白	1箱(10本入)	¥7,000
502-003-74*	MT14-10	フィルター型	10mℓ	4.67mm(14Fr)	545mm	緑	1箱(10本入)	¥7,000

* 管理医療機器
 認証番号: 301ADBZX00015000
 一般的名称: 吸引キット
 販売名: MMI 気管吸引キット 吸引カテーテル付

※本カタログの表示価格は、メーカー希望小売価格で消費税は含んでおりません。
※印刷の都合上、質感や色が実際の商品と異なる場合があります。
※本カタログに掲載の仕様・形状・価格などは、改良などの理由により、予告なしに変更することがあります。



村中医療器 株式会社

<http://www.muranaka.co.jp/>

本社 〒540-0036 大阪府大阪市中央区船越町 2-3-6 ☎ 06-6943-1221 (大代) FAX06-6947-5360

総合センター ☎ 0725-53-5541 (代) FAX0725-53-5641

札幌営業所 ☎ 011-737-9121 (代) FAX011-737-9122

埼玉営業所 ☎ 048-844-3500 (代) FAX048-844-3501

名古屋営業所 ☎ 052-709-7111 (代) FAX052-709-7116

北大阪営業所 ☎ 06-6386-0003 (代) FAX06-6386-0006

広島営業所 ☎ 082-532-1800 (代) FAX082-233-8818

東京支店 ☎ 03-3813-9211 (代) FAX03-3813-9217

仙台営業所 ☎ 022-274-7780 (代) FAX022-271-8448

金沢営業所 ☎ 076-286-4531 (代) FAX076-286-0490

村中船越ビル ☎ 06-6943-1431 (代) FAX06-6941-7121

米子営業所 ☎ 0859-33-6231 (代) FAX0859-33-7930

福岡営業所 ☎ 092-473-0123 (代) FAX092-474-1363