


BONIMED サージカルスキンマーカ―



メジャー使用例

Surgical Skin Marker

ペン先の当て方を変えることで2種類のラインを引き付けることができます。



垂直→細いライン



寝かせる→太いライン

- 1本で細字と太字のラインを引くことができます。
- γ線滅菌済ですぐに使用することができます。
- スキンマークはイソプロピルアルコール(IPA)で消せます。
- 体にフィットする柔軟なメジャー(150mm)が付いています。
- ラベル(W13×D50mm)6枚付

SPEC

- サイズ：φ10×135mm(キャップ除く)
- 重 量：約10g(1本あたり)
- 入 数：1箱(10本入)
- インク成分：ゲンチアナバイオレット
- ラテックスフリー

※γ線滅菌済

※皮膚専用


注文コード	品 番	標準価格
030-147-01	2730PBX	¥2,500

BONIMED チップクリーナー

(電気メス先クリーナー)

一般医療機器
届出番号: 27B1X00024000054
販売名: BONIMED チップクリーナー

使用例



X線不透過ライン入り



Tip Cleaner

- 電気メスのメス先やバイポーラ用ピンセット先端部の炭化物や付着物が簡単に除去できます。
- X線不透過ライン入りです。
- 山折りにして使用することができます。
- 覆布、器械台などに貼りつけて使用できます。

SPEC

- サイズ: 50×50mm
- 入数: 1箱(30枚入)

※EOG滅菌済

注文コード	品番	標準価格
502-005-05	YMC-1	¥6,300

MMI® バルブシリンジ 滅菌済

MMI® イリゲーションシリンジ TPE製吸子(未滅菌)



半透明

Bulb Syringe Irrigation Syringe

- 扱いやすい形状で吸引・洗浄がスムーズにできます。

SPEC

- 材質: (シリンジ)ポリプロピレン
(バルブ/吸子部)スチレン-エチレン-ブチレン-スチレンブロック共重合体
- 容量: 60ml

MMI バルブシリンジ 滅菌済 ※1

注文コード	品番	滅菌状態	入数	標準価格
502-007-13	BS60S-C	EOG滅菌済	1箱(10個入)	¥6,000

MMI イリゲーションシリンジ TPE製吸子 ※2

注文コード	品番	滅菌状態	入数	標準価格
502-003-11	5160000024	未滅菌	1個入	¥400

※EOG滅菌可

※1 一般医療機器
届出番号: 27B1X00024000411
販売名: MMI バルブシリンジ 滅菌済

※2 一般医療機器
届出番号: 27B1X00024000076
販売名: イリゲーションシリンジ

※本カタログの表示価格は、メーカー希望小売価格で消費税は含んでおりません。
※印刷の都合上、質感や色が実際の商品と異なる場合があります。
※本カタログに掲載の仕様・形状・価格などは、改良などの理由により、予告なしに変更することがあります。

Muranaka
MEDICAL INSTRUMENTS Co., Ltd.

村中医療器 株式会社

<http://www.muranaka.co.jp/>

本社 〒540-0036 大阪府大阪市中央区船越町 2-3-6 ☎ 06-6943-1221 (大代) FAX06-6947-5360
総合センター ☎ 0725-53-5541 (代) FAX0725-53-5641
札幌営業所 ☎ 011-737-9121 (代) FAX011-737-9122
埼玉営業所 ☎ 048-844-3500 (代) FAX048-844-3501
名古屋営業所 ☎ 052-709-7111 (代) FAX052-709-7116
北大阪営業所 ☎ 06-6386-0003 (代) FAX06-6386-0006
広島営業所 ☎ 082-532-1800 (代) FAX082-233-8818
東京支店 ☎ 03-3813-9211 (代) FAX03-3813-9217
仙台営業所 ☎ 022-274-7780 (代) FAX022-271-8448
金沢営業所 ☎ 076-286-4531 (代) FAX076-286-0490
村中船越ビル ☎ 06-6943-1431 (代) FAX06-6941-7121
米子営業所 ☎ 0859-33-6231 (代) FAX0859-33-7930
福岡営業所 ☎ 092-473-0123 (代) FAX092-474-1363

RS2111.2000