

自然開口向け単回使用内視鏡用拡張器

鼻腔拡張チューブ

一般医療機器 単回使用に限る
エチレンオキサイドガス滅菌済み

医療機器届出番号 27B1X00045000080



経鼻胃内視鏡検査時の前処置として、
鼻腔を拡張するための器具です。

鼻腔拡張チューブ

経鼻胃内視鏡検査の前処置時、
1本で苦痛も少なく、スムーズに鼻腔拡張を行うことができます。


特 長

- テーパー加工がされておりますので、スムーズな挿入ができます。
- 患者様の鼻腔への負担を軽減します。
- 鼻腔に局所麻酔を行う際、チューブ1本で処置が可能で、患者様に優しく、また手技者にとっても煩雑な作業がありません。
- 深度マーカー目盛り付き。
- 規格は4種類ラインナップされており患者様の態様にあわせて選択できます。

用 途

経鼻内視鏡手技時における鼻腔拡張用、鼻腔局所麻酔用チューブ

先端から5cmのところまでにテーパーがかけられています。



経鼻内視鏡検査の流れ



消泡剤を飲む



局所血管収縮剤をスプレー



麻酔薬を塗布した
鼻腔拡張チューブを挿入



経鼻内視鏡検査

規 格

商品コード	品名	品番	外径		チューブ長	入り数
			最大外径	最小外径		
51-156	鼻腔拡張チューブ	TAT16F10	16Fr	13Fr	10cm	1箱50本入
51-158		TAT18F10	18Fr	15Fr	10cm	
51-166		TAT16F	16Fr	13Fr	15cm	
51-168		TAT18F	18Fr	15Fr	15cm	

