

Inspiron


Oxygen Cannulas

オキシジェンカニューラ

豊富なプロング形状と患者様のフィット感を考慮したデザイン

低濃度酸素投与に適します。

酸素を吸入しながら会話や食事ができますので、
幅広く使用できます。



スタールーメン



誤接続防止

- 酸素チューブは閉塞しにくいスタールーメン構造を採用しています。
 - コネクター部は、気管チューブとの誤接続を防止するタイプとフレアコネクタータイプの2種類を採用しています。*
 - フレアコネクタータイプは各種の加湿瓶に接続しやすくなっています。
 - 鼻ティップ部が柔軟で長時間快適に使用できます。
 - 吸入酸素濃度は患者様の一回換気量に依存するため、酸素流量と吸入酸素濃度の関係はあくまでも目安となります。
 - 酸素流量6 L／分を超える使用は、酸素ガスが鼻粘膜に直接ぶつかり刺激すること、それ以上の吸入酸素濃度の上昇はあまり期待できないことから、推奨されていません(酸素療法ガイドラインより引用)。
- *ファインフィット型はフレアコネクタータイプのみです。


酸素流量によって投与される吸入酸素濃度の目安

酸素流量 (L/分)	1	2	3	4	5
F _I O ₂ (%)	24	28	32	36	40

*F_IO₂=吸入酸素濃度 ※患者の呼吸回数・パターンによって吸入酸素濃度が変動します。

オキシジェンカニューラ ファインフィット型

001594




- 扁平でフィットしやすい鼻チューブが安定した装着感を実現します。
- 鼻ティップ部が柔軟で長時間快適に使用できます。
- 酸素チューブは閉塞しにくいスタールーメン構造を採用しています。
- フレアコネクタータイプは各種の加湿瓶に接続が容易です。

カタログ番号	製品名	規格	包装単位	医療機器認証番号
001594	オキシジェンカニューラ ファインフィット型	大人用	20入／箱	225ABBZX00016000


Finefit / Adult / Satin / Pediatric

オキシジェンカニューラ 大人用

001589



001590



001599



カタログ番号	製品名	規格	包装単位	医療機器承認番号
001589	オキシジェンカニューラ	大人用	20入／箱	22000BZX01573000
001590	オキシジェンカニューラ(フレアコネクタータイプ)	大人用	20入／箱	22000BZX01573000
001599	オキシジェンカニューラ(フレアコネクタータイプ)	大人用	20入／箱	22000BZX01573000

サティンカニューラ 大人用

001595



001596




カタログ番号	製品名	規格	包装単位	医療機器承認番号
001595	サティンカニューラ 大人用	グリーンチューブ	50入／箱	226AFBZX00066000
001596	サティンカニューラ ワイドコネクタータイプ 大人用	グリーンチューブ	50入／箱	226AFBZX00066000

オキシジェンカニューラ 小児用

001591



001592



カタログ番号	製品名	規格	包装単位	医療機器承認番号
001591	オキシジェンカニューラ	小児用	20入／箱	22000BZX01573000
001592	オキシジェンカニューラ(フレアコネクタータイプ)	小児用	20入／箱	22000BZX01573000