

排液凝固剤 アイソライザー

感染性廃棄物である排液をスピーディーにゲル化し、より安全に廃棄！




アイソクイック

アイソソープ

LTSプラス



パウダー状



上部・底部から中心に
向かって凝固します！

特 長

- 排液などを凝固し、液状生体有害物質の飛散に伴う医療従事者の感染リスクを軽減します。
- 排液容器、洗面器、キックバケツなどの内容物をスピーディーに凝固。
- 抗菌剤入りタイプもあります。

■アイソクイック

注文コード	品 番	凝固能力	内容量	キャップ形状	抗菌剤	入 数	標準価格
069-020-40	ISOQ1500	1.5 ℓ 用	約42g	スクリュー	無し	1箱(64個入)	¥ 25,600
069-020-41	ISOQ3000	3.0 ℓ 用	約85g				¥ 32,000

■アイソソープ

069-020-42	ISOSORB1500	1.5 ℓ 用	約42g	Saf-T-Top	無し	1箱(50個入)	¥ 20,000
069-020-43	ISOSORB3000	3.0 ℓ 用	約85g				¥ 25,000

■LTSプラス

069-020-44	LTSP1500	1.5 ℓ 用	約54g	Saf-T-Top	入り	1箱(10個入)	¥ 8,000
069-020-45	LTSP3000	3.0 ℓ 用	約108g				¥ 9,500

※100gあたり約3.5ℓの生理食塩水をゲル化。凝固状態および時間は、排液の内容により変わることがあります。

※本カタログの表示価格は、メーカー希望小売価格で消費税は含んでおりません。
 ※印刷の都合上、質感や色が実際の商品と異なる場合があります。
 ※本カタログに掲載の仕様・形状・価格などは、改良などの理由により、予告なしに変更することがあります。

仕 様

- 材 質：【アイソクイック・アイソソープ】
アクリル系親水性ポリマー(ポリアクリル酸ナトリウム)
- 【LTSプラス】
アクリル系親水性ポリマー(ポリアクリル酸ナトリウム)
ジクロロ-S-トリアジントリオン ナトリウム 二水和物