



PARI ベーシック

軽くて小さい!

軽量(360g)で携帯に便利

手軽で効果的な吸入療法を可能にした吸入器

2年保証

(コンプレッサーのみ)



PARI LCプラスネブライザー

- ・ 呼吸バルブと吸気バルブが薬液のロスを抑え、下気道治療に適した粒子を効率よく発生。
- ・ パーツの数が少なくお手入れも簡単です。

軽量で携帯にも大変便利!

- ・ 小さいながらもパワフルなコンプレッサーで、効果的な吸入治療が行えます。
- ・ 別売品のバッテリーパックを装着していても520gという軽さで、どこへでも携帯可能です。

PARI社製コンプレッサー
の中で一番小さい

小児用ソフトマスクでお子様の吸入効率も向上!

- ・ 異なる二つの素材(PPとTPE)で作られたソフトマスク、皮膚に接する部分は柔らかく、お顔に優しくフィットします。マスクに組み込まれた呼吸バルブとマスク内側の漏れを防ぐシールドによってエアロゾルのロスを抑制します。
- ・ 2種類(くるりん・びかりん)のうち、いずれかが付いています。

衛生面でのメリット


- ・ ネブライザーの部品に安全なPPとTPEを使用しています。
- ・ 煮沸消毒(15分間)
- ・ オートクレーブ滅菌(121℃/20分、又は134℃/3分)
- ・ PP樹脂に適した消毒液による消毒。

注文コード	M23-001-23
品番	047G3012
標準価格	¥24,000
吸入器仕様	
電源:	AC100V 50-60Hz
流量:	3.8ℓ/分(ネブライザー接続時)
重量:	約360g
外形寸法:	約W8.9×D11.3×H4.5cm
保証期間:	2年(コンプレッサー)
一般医療機器	
届出番号:	27B1X00024000395
販売名:	PARI ベーシック

エアロゾルの特性	
分時噴霧量:	359mg/分
粒子径中央値:	3.68μm
5μm以下の粒子質量比率:	66.1%
(測定条件) 使用電源: 100V 60Hz 試験液: 0.9%生理食塩水 (5ml) 測定装置: Malvern社 Master sizer X 流量: 3.8ℓ/分 分時平均吸気流量: 20ℓ/分	

標準セット内容

- 吸入器本体
- PARI LCプラスネブライザー
- 小児用ソフトマスク
- 送気ホース
- ACアダプター
- PARI フ렌ズ
- キャリングケース



※小児用ソフトマスクは、くるりんもしくはびかりんのどちらかが付属しております。

PARI ベーシック

外出時や車内での吸入

- ・充電可能なバッテリーパックの装着で、いつでも手軽に吸入治療が行えます。
- ・コンプレッサーの連続運転可能時間は30分です。
- ・DC12Vシガーライター・アダプターを使えば、車の中でも吸入治療が行えます。

補充品	注文コード	品 番	標準価格
PARI LCプラスネブライザー*	M23-001-02	022G8130	¥4,600
PARI 小児用ソフトマスク(くるリン)	M23-004-30	041G0741	¥1,900
PARI 小児用ソフトマスク(びかりン)	M23-004-31	041G0742	¥1,900
PARI ACアダプター	M23-004-56	047G2103	¥8,750
PARI キャリングケース	M23-004-53	047E3000	¥3,800
PARI 送気ホース 1.2m	M23-004-45	041B4591	¥1,500
PARI エアフィルター	M23-004-48	085E1014	¥480

別売品	注文コード	品 番	標準価格
PARI LCプラススライヤーパック*	M23-001-21	022G8010	¥5,900
PARI フィルター・バルブセット	M23-004-36	041G0500	¥4,300
PARI ペップSシステム**	M23-004-91	018G4000	¥7,700
PARI LCスプリントトラケオ*	M23-004-90	023G1080	¥8,400
PARI スマートマスク	M23-004-28	041G0730	¥11,000
PARI 小児用ソフトマスク(くるリン)	M23-004-30	041G0741	¥1,900
PARI 小児用ソフトマスク(びかりン)	M23-004-31	041G0742	¥1,900
PARI 大人用ソフトマスク	M23-004-29	041G0740	¥1,900
PARI 唾液トラップ	M23-004-35	041G0530	¥1,500
PARI 噴霧ボタン	M23-004-32	022G1000	¥2,400
PARI ベビーマスク(新生児用)ベビーバント付	M23-004-22	041G0700	¥6,000
PARI ベビーマスク(小)ベビーバント付	M23-004-23	041G0701	¥6,000
PARI ベビーマスク(中)ベビーバント付	M23-004-24	041G0702	¥6,000
PARI ベビーマスク(大)ベビーバント付	M23-004-25	041G0703	¥6,000
PARI ベビーバント	M23-004-21	041E0701	¥1,300
PARI フレンズ(シール無)	M23-004-96	022G7036	¥1,200
PARI フレンズ・シール(ゾウ)	M23-004-98	022D0046	¥250
PARI LCスプリントジュニア 送気ホース無*	M23-001-07	023G7005	¥5,100
PARI バッテリーパック***	M23-004-50	047G2000	¥10,000
PARI DC12Vシガーライター・アダプター	M23-004-55	047G2001	¥2,900

別売品



■PARI 製品のお問い合わせ

0120-799-221

※一部PHS OK

受付：9:00～17:30 (土・日・祝日を除く)

* 一般医療機器

届出番号：27B1X00024000317

販売名：PARI ネブライザー

** 一般医療機器

届出番号：27B1X00024000325

販売名：PARI ペップSシステム

*** 一般医療機器

届出番号：27B1X00024000395

販売名：PARI ベーシック



※本カタログの表示価格は、メーカー希望小売価格で消費税は含んでおりません。

※印刷の都合上、質感や色が実際の商品と異なる場合があります。

※本カタログに掲載の仕様・形状・価格などは、改良などの理由により、予告なしに変更することがあります。

Muranaka
MEDICAL INSTRUMENTS Co., Ltd.

村中医療器 株式会社

<http://www.muranaka.co.jp/>

本社 〒540-0036 大阪府大阪市中央区船越町 2-3-6 ☎ 06-6943-1221 (代) FAX06-6947-5360

総合センター 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野 2-8-2 ☎ 0725-53-5541 (代) FAX0725-53-5641

東京支店 ☎ 03-3813-9211 (代) FAX03-3813-9217

仙台営業所 ☎ 022-274-7780 (代) FAX022-271-8448

金沢営業所 ☎ 076-286-4531 (代) FAX076-286-0490

村中船越ビル ☎ 06-6943-1431 (代) FAX06-6941-7121

広島営業所 ☎ 082-532-1800 (代) FAX082-233-8818

札幌営業所 ☎ 011-737-9121 (代) FAX011-737-9122

埼玉営業所 ☎ 048-844-3500 (代) FAX048-844-3501

名古屋営業所 ☎ 052-709-7111 (代) FAX052-709-7116

米子営業所 ☎ 0859-33-6231 (代) FAX0859-33-7930

福岡営業所 ☎ 092-473-0123 (代) FAX092-474-1363

P1911.2000