

ハニカムサポーター

ブラック・膝 用

ハニカム ジャンパーズニー

FR-5769 / Honeycomb JUMPER'S KNEE



左右
共通
フリー
サイズ
シリコン
パッド

商品コード	JANコード	左/右	カラー	適応(膝下まわり)	入数/箱
FR-5769		共通	ブラック	26.7~43.2cm	1入

◎メーカー希望小売価格/箱 1,900円(税込2,090円)

■用途: 膝蓋骨下部の圧迫 ■台湾製
■GS1-128対応

- 肌触り、通気性に富んだハニカム形状の快適素材を採用しました。
- 内側のシリコンパッドが、適度な圧迫感を確保します。




膝下部分にシリコンパッドをあてて、膝後方の面ファスナでとめてください。



ストラップをバックルに通してください。



ストラップ状の面ファスナで適度な圧迫感が得られるように調整してください。



適応範囲
(採寸箇所: 膝下まわり)
26.7~43.2cm
左/右: 共通

ブラック・膝 用

ハニカム ショートニー

FR-5788 / Honeycomb SHORT KNEE




ステー
無
左右
共通
フリー
サイズ

商品コード	JANコード	左/右	カラー	適応(膝まわり)	入数/箱
FR-5788		共通	ブラック	31.8~40.6cm	1入


◎メーカー希望小売価格/箱 2,500円(税込2,750円)

■用途: 膝関節の圧迫・固定 ■台湾製
■GS1-128対応


- 肌触り、通気性に富んだハニカム形状の快適素材を採用しました。
- 厚めの円形パッドにより、膝蓋骨のストレスを軽減させます。



円形パッドに膝蓋骨をしっかりとあててください。



3本のストラップで膝を包み込むように仮留めしてください。



再度3本のストラップで適度な装着感が得られるように調節してください。



適応範囲
(採寸箇所: 膝まわり)
31.8~40.6cm
左/右: 共通

ブラック・膝 用

ハニカム ロングニー

FR-5758 / Honeycomb LONG KNEE



ステー
無
左右
共通
フリー
サイズ

商品コード	JANコード	左/右	カラー	適応(膝まわり)	入数/箱
FR-5758		共通	ブラック	31.8~40.6cm	1入


◎メーカー希望小売価格/箱 2,800円(税込3,080円)

■用途: 膝関節の圧迫・固定 ■台湾製
■GS1-128対応


- 肌触り、通気性に富んだハニカム形状の快適素材を採用しました。
- オープンパテラタイプのため、膝蓋骨にかかる圧力をやわらげます。



円形パッドに膝蓋骨をしっかりとあててください。



3本のストラップで膝を包み込むように仮留めしてください。



再度3本のストラップで適度な装着感が得られるように調節してください。



適応範囲
(採寸箇所: 膝まわり)
31.8~40.6cm
左/右: 共通

ブラック・足首 用

ハニカム アンクルサポートX

FR-5757 / Honeycomb ANKLE SUPPORT X



ステー
無
左右
共通
フリー
サイズ

商品コード	JANコード	左/右	カラー	適応(くるみややしの幅部分)	入数/箱
FR-5757		共通	ブラック	15.2~29.2cm	1入


◎メーカー希望小売価格/箱 2,200円(税込2,420円)

■用途: 足関節の圧迫・固定 ■台湾製
■GS1-128対応

- 肌触り、通気性に富んだハニカム形状の快適素材を採用しました。
- フロントオープンなので足首に無理なくフィットし装着も簡単です。



かかとをヒールホールに入れてください。



スネ側と甲上部で本体ラップを留めてください。



2本のストラップを交差して足首を固定してください。



適応範囲
(採寸箇所: くるぶし
やや上の細い部分)
15.2~29.2cm
左/右: 共通

ハニカムサポーター