

エアロゾルボックス

KAWAJUN

飛沫をシャットアウト!! 救命ドクター監修 医療従事者と患者を遮蔽したまま処置が行えます。



受注生産

エアロゾルボックス4945高60

品番: MBX018TP

25,000 円 (送料・消費税別)

本体: PET t2 (透明)

カーテン: 軟質塩ビ0.3mm 厚 (透明)

自重: 3kg


※カーテンは取り外しが可能です。

交換用ビニールカーテン4945高60


品番: MBX019TP

2,000 円 (送料・消費税別)

※カーテン用リベット 3 個付



問口側にはビニールが付いています。

**ご使用について**

本製品は PET 材となります。耐寒性・強度に優れています。

お手入れは水で薄めた中性洗剤 (1%程度) を使用し、柔らかい布で拭いてください。

ベンジン、シンナー、酸、アルカリ性の洗剤、クレンザー等のご使用にならないください。

アルコール消毒が可能です。次亜塩素酸ナトリウムで消毒する場合、濃度0.05%以下に薄めて塗布し10分放置した後、水に浸して固く絞った布で拭き取ってください。

ご担当者名

ご住所

電話 / FAX

E-mail

備考

河淳株式会社 メディカル事業部**●取扱営業所**

東京店	〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町3-15-1	TEL.03(3669)8611	FAX.03(3669)8612
札幌店	〒060-0003 札幌市中央区北三条西1-1-11	TEL.011(219)1961	FAX.011(219)1964
盛岡店	〒020-0034 岩手県盛岡市盛岡駅前通3-53	TEL.019(653)7011	FAX.019(653)7411
仙台店	〒980-0022 仙台市青葉区五橋2-11-1	TEL.022(262)9161	FAX.022(262)9166
名古屋店	〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-19-12	TEL.052(953)1801	FAX.052(953)1805
大阪店	〒530-6020 大阪市北区天満橋1-8-30	TEL.06(6355)0131	FAX.06(6355)0136
福岡店	〒810-0001 福岡市中央区天神3-9-25	TEL.092(737)8471	FAX.092(737)8473



2次元バーコード
(またはタブレットPC
で2次元バーコードを
クリックする)とサイド
にアクセスできます。

<https://www.kawajun.co.jp/medical/>
KAWAJUN

MCS200518-ID