

最高の睡眠  
のために

## 入浴後・就寝前のクールリラクゼーション習慣!

“手足の血流を冷やす”ことで深部体温が下がり

“心地よい眠り”へと誘います くわしくは「手のひら 冷却」で検索

ぷにょぷにょの触感と冷たさがホテった体に

めっちゃ気持ちいい

Handy  
ICE  
MOGU®

ハンディアイスモグ

深部体温を下げて最高の睡眠を!

“ぷにょぷにょ”  
もむ

“ぷにょぷにょ”  
フィット

入浴で上がった「深部体温」が、自然に元の体温に戻るまで約90分かかります。

いち早く深部体温を下げるために、手足からの熱放散を

「MOGU®ハンディアイスモグ」で促し心地よい眠りに誘うアイシングです。



テレビを見ながら  
リラックスしながら

クール  
リラクゼーション!

## 「Handy ICE MOGU® ハンディアイスモグ」 “ぷにょぷにょ”っと気持ちいいヒミツ

本体  
(保冷中袋)




カバー



ヒミツ1 “水滴がつかない・凍結しない”からそのまま使える!

通気性と防水機能、耐久性を兼ね備えた「本体表地」と「不凍ジェル」を使用


- ✓ 約8時間以上、冷凍庫で冷やしてからお使いください
- ✓ 冷凍庫から出してすぐにそのまま使えて、“ぷにょぷにょ”と手のひら・足のウラにフィットします
- ✓ 装着後、約30分効果を期待できます  
※外気温、体温、使用状況により保冷時間は異なります。



ヒミツ2 つけこちが違う! “手のひら・足のウラで使える2WAYカバー”

肌にやさしい「高機能スパンデックス」生地を使用

- ✓ 高い伸縮性と熱を持ちにくい清涼感のある生地で、どなたにでも優しくフィットします
- ✓ 手のひらと足のウラ両方で使える高伸縮バンドタイプ(フリーサイズ)
- ✓ カバーは洗濯可能で、繰り返し使えます



## 「Handy ICE MOGU® ハンディアイスモグ」の使い方

冷却推奨  
所要時間  
8h~



1 冷凍庫で冷やす

●ご家庭のポリ袋等に入れることをお勧めします。



2 カバーポケットに  
本体(保冷中袋)をそのまま入れる



3 手のひら・足のウラに  
装着するだけ

●足の裏に装着したまま歩いたり、強い衝撃を与えたりしないでください。

MOGU® FEEL CONSCIOUS® Handy ICE MOGU®

MOGU® ハンディアイスモグ (カバー付・2個組)

【約横9cm×縦9cm×高4cm】

JAN code 4540323002641

本体価格 **3,600円** [税込3,960円(10%)]

●組成 / (本体)表地:ポリエステル60%, ポリウレタン40% / 裏ラミネート部:ポリウレタン100% / (中材)内袋:多層チューブフィルム / ジェル:水、不凍液、調整剤、増粘剤、防腐剤 / カバー:ナイロン85%、ポリウレタン15% ●重量 約135g(×2) ●日本製  
※予告なく仕様を改良変更する場合がございます。