

トルマリンホットパック ラインナップ



一般医療機器

トルマリンホットパック
肩・腰用


品番	T-01
本体サイズ	W160×H200 (mm)
メーカー販売価格	9,800円 (税抜)



一般医療機器

トルマリンホットパック
おなか用

品番	T-02
本体サイズ	W300×H200 (mm)
メーカー販売価格	19,200円 (税抜)



一般医療機器

トルマリンホットパック
ふくらはぎ用

品番	T-03
本体サイズ	W700×H200 (mm)
メーカー販売価格	47,500円 (税抜)

トルマリンホットパックセット ラインナップ



トルマリンホットパックセット プロ

品番	P-01	定格電源	100V 50/60Hz
ウォーマー外形寸法	W460×D480 ×H680(mm)	消費電力	200W
メーカー販売価格	539,400円 (税抜)	温度調節	PID 制御方式
セット内容	トルマリンウォーマー プロ	庫内温度	20℃～75℃
	トルマリンホットパック肩・腰用 28 コ	安全装置	加熱防止装置
治療目安	ベッド 5 台以上		過電流保護

トルマリンホットパックセット S



品番	S-01
メーカー販売価格	121,400円 (税抜)
セット内容	ウォーマー S 1 台
	トルマリンホットパック肩・腰用 8 コ
治療目安	ベッド 2 台

トルマリンホットパックセット M



品番	M-01
メーカー販売価格	181,000円 (税抜)
セット内容	ウォーマー M 1 台
	トルマリンホットパック肩・腰用 12 コ
治療目安	ベッド 3 台

トルマリンホットパックセット L



品番	L-01
メーカー販売価格	264,000円 (税抜)
セット内容	ウォーマー L 1 台
	トルマリンホットパック肩・腰用 16 コ
治療目安	ベッド 4 台

トルマリンホットパックセットミニ (個人向け)



品番	MN-01
メーカー販売価格	76,200円 (税抜)
セット内容	ウォーマーミニ 1 台
	トルマリンホットパック肩・腰用 4 コ
治療目安	ベッド 1 台

●お求めは、信用とアフターサービスの行き届いた当店で



お客様ご相談窓口

TEL:06(6160)6080 FAX:06(6160)0662

受付時間: 平日 (月～金) 10:00～17:00

SHOP: <http://hotpack.jp/> E-mail: taoshop@tao-balance.net

販売元

株式会社 タオ トルマリン事業部

〒533-0021 大阪府大阪市東淀川区下新庄5-2-18

このカタログの内容について、お問合せは、お近くの販売店にご相談ください。
販売店でお分かりにならない時は、当社お客様ご相談窓口におたずねください。

治療現場から生まれた **温熱治療器**



Tourmaline Hot Pack

一般医療機器

トルマリンホットパックが
一般医療機器となって新登場!!



販売実績25,000個以上

治療現場での実験・検証により開発された

顧客満足志向の温熱治療器具。

治療効果を追求した結果、純度100%南米ブラジル産上質トルマリンのみを使用。

一般医療機器番号 11B2X10030960001 実用新案番号 登録第3204426号

トルマリンホットパックとは

治療現場から生まれた一般医療機器


トルマリンホットパックは患者様への治療と負担軽減を目的に長年にわたり治療現場で試行錯誤して開発された温熱治療器具です。その優れた効果から一般医療機器認定となりました。治療現場でのオペレーションも考慮され、顧客満足度と信頼性の高い温熱治療器具です。




「簡単・手軽」を追求したパック形状

トルマリンホットパックは一見シンプルな形状ですが、治療現場での実験・検証によって開発し体のどの部分にもフィットするように作られています。重すぎず、大きすぎず、体の深部まで温まるように作りました。

サーモグラフィ写真



使用前



トルマリンホットパック
使用5分後

じんわりした自然な温かさが持続

トルマリンホットパックを肩・腰に5分間使用した後、サーモグラフィで表面体温の変化を測定すると真っ赤に表示され、身体の芯から温まり、ポカポカが持続している事が分かります。

純度100%トルマリンのみを使用


使用している純度100%のトルマリン鉱石は、上質な鉱石が採れることで知られるブラジルから直輸入し袋詰めしています。トルマリン鉱石は熱伝導率が高く、他の石では体感することの出来ない温熱効果やリラックス効果も期待されます。



トルマリンによるリラックス効果

トルマリンには、リラックスさせるα波を引き出す効果があるとされています。緊張からβ波が高い脳波測定でも、トルマリンを使用する事で、α波が上がり極めてリラックスした状態の赤い表示が脳波に示されます。

トルマリンを使用した際のα波測定



東京電機大学 電子工学科 教授 町好雄

温熱による6つの効果

血行をよくする

筋肉のこりをほぐす

神経痛・筋肉痛の痛みを軽減

筋肉の疲れをとる

疲労回復

胃腸の働きを活発にする

使用目的・活用シーン

治療現場から生まれたトルマリンホットパックは、活用シーンに合わせ幅広い分野で、新たな活用方法により使用されています。

治療院



医療現場でのリハビリテーション



介護現場での活用



美容サロン・歯科治療時のリラクゼーション



スポーツジム・オフィス



トルマリンホットパック専用ウォーマー プロ

専用ウォーマーは、肩・腰用トルマリンホットパックが28コ入る大容量で、中規模以上の店舗での利用などを想定した当社推奨のウォーマーです。細かな温度管理が出来るので、季節に合わせ温度調整が可能です。



二重扉で、ホットパックが
温まりやすい設計。



季節に合わせて1℃きざみの
温度設定が可能。




ウォーマー本体が
熱くならず安心。



内臓ファンにより、庫内の
温度が安定。

消費電力を抑えたエコ仕様。
気になる電気代は省エネ設計により、1時間わずか約2.5円（62℃～72℃）設定の場合とリーズナブル。ランニングコストも抑えることが可能です。

月1回のお掃除で**お手入れカンタン**。
シンプルな庫内により、清掃が簡単。
デザインもシンプルなので、どの店舗にもマッチします。



オペレーションマニュアルにより、
誰でもすぐに簡単に使用可！

外袋は洗濯でき、いつでも清潔
トルマリンホットパックは、袋が2重になっており、外袋は汚れたら洗濯可能！いつでも清潔にお使いいただけます。
洗い替え用の袋もご用意しております。（別売）

トルマリンウォーマー専用ラック
ウォーマー＆トルマリンホットパックの重量をクリアした専用台で、安定感バツグン！
キャスター付きで移動もラクラク。

お使いのタオルウォーマーで温められる！

現在お使いのタオルウォーマーがあれば、簡単にトルマリンホットパックを温めることが可能です。

